



łóżko AvantGuard 800 Comfort



## Zapewnia dobre samopoczucie dzięki klinicznemu doświadczeniu

Celem wszystkich placówek opieki długoterminowej jest dobre samopoczucie rezydentów. Nie jest to cel łatwy do osiągnięcia, gdyż pacjentom trzeba zapewnić przytulne, komfortowe i bezpieczne otoczenie. Oprócz przyjemnego wyglądu estetycznego pomieszczenia, bardzo ważne jest, aby wszystkie meble w pokoju były zaprojektowane tak, by zapewnić pacjentowi maksymalną swobodę, odciążając opiekunów i podtrzymując fizyczne funkcje pacjenta.

Łóżko AvantGuard® 800 Comfort łączy w sobie kliniczne doświadczenie zdobyte przez firmę Hill-Rom z przytulnym i ciepłym wyglądem, co pozytywnie wpływa na pacjenta, jego rodzinę i opiekunów. Dzięki górnym i dolnym szczytom łóżek oraz innym meblom z serii Metis, istnieje możliwość dostosowania każdego pokoju do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Szeroka gama tworzyw i kolorów pozwala na uzyskanie wyraźnego kontrastu, co pomaga pacjentom słabo widzącym na bezpieczne poruszanie się w obrębie pokoju i lepszą ocenę odległości. Łóżko AvantGuard® 800 Comfort ułatwia opiekę nad pacjentem w każdym wieku w sposób zapewniający skuteczność i bezpieczeństwo.

**Hill-Rom**



### ① Codzienne czynności stają się łatwiejsze i bezpieczniejsze


- Istnieje możliwość zapewnienia idealnej pozycji siedzącej dzięki funkcji autokonturu i pozycji anti-Trendelenburga, które optymalizują komfort i bezpieczeństwo.
- Panel sterujący na elastycznym ramieniu dzięki dużym, kontrastowym ikonom jest prosty w obsłudze, także dla pacjentów o słabszym wzorku.

### ② Proste w obsłudze barierki boczne ExtendGuard

Barierki boczne ExtendGuard są dla opiekuna proste w obsłudze dzięki małej wadze oraz komfortowemu i ergonomicznemu mechanizmowi zwalniania blokady. Bezpieczny dystans pomiędzy poszczególnymi panelami pomaga uniknąć zakleszczeń dłoni podczas opuszczania barierki bocznych.

### ③ Bezpieczne poruszanie się pacjenta w obrębie przestrzeni funkcjonowania

Uchwyty wyjściowe zwiększają samodzielność pacjenta podczas poruszania i przemieszczania się. Kontrast kolorystyczny pomaga pacjentowi w odbiorze przestrzeni zapobiegając upadkom i ewentualnym urazom. Dzięki możliwości obniżenia wysokości łóżka do 36 cm oraz uchwytom (relingom/poręczom) w dolnych i górnych szczytach łóżka pacjent może cieszyć się większą swobodą ruchów.



①



②



③





## Łóżko AvantGuard® 800 Comfort



Górne i dolne szczyty łóżka z serii **Meltis**®  
Połączenie łóżka **AvantGuard**® 800 LTC oraz górnych i dolnych szczytów łóżka z serii **Meltis** przekształca pokój pacjenta w bezpieczne i funkcjonalne otoczenie zapewniające przyjazną atmosferę sprzyjającą dobremu samopoczuciu pacjenta.

### Opcje

- Elektryczna regulacja segmentu uda i funkcja **autokonturu**
- Przyciski do selektywnego wyłączenia/włączenia funkcji elektrycznych łóżka – po lewej stronie pacjenta
- Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga
- Przedłużenie łóżka z półką na pościel
- Barierki boczne ExtendGuard
- 2 metalowe barierki boczne
- 2 uchwyty wyjściowe
- Zasilanie awaryjne
- Panel sterujący na elastycznym ramieniu



### Parametry techniczne

(w zależności od stylu górnych i dolnych szczytów łóżka)

Wysokość maksymalna.....73 cm

Wysokość minimalna.....36 cm

### Wymiary łóżka

Szerokość łóżka z górnymi i dolnymi szczytami typu

standard .....od 1078 do 1090 mm

premium .....od 938 do 1040 mm

Długość łóżka.....od 2090 do 2144 mm

Długość łóżka wraz z przedłużeniem

leża.....od 2270 do 2324 mm

### Regulacja kątów nachylenia segmentów łóżka:

Segment oparcia.....68°

Segment uda.....28°

Segment nożny (podudzia).....16°

Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga -12°/+12°

Bezpieczny udźwigny maksymalny.....185 kg

Zgodność z podstawowymi normami EC dyrektywa 93/42/EEC stosowanymi do Klasy 1 sprzętu medycznego.

Zgodność z normami: NF-EN-60601-1 (1996), NF-EN-60601-1-2 (2001), NF-EN-60601-2-38 oraz nowelizacja 1 (1999), NF-S-90-312 (1984)

Certyfikat **AFNOR** – 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE cedex – FRANCE

Certyfikat **NF** – autoryzacja n° 178-01/01

Jakość i organizacja środowiska pracy zakładu badawczo-produkcyjnego:

ISO 9001 (2000) LNE n° 01391 – ISO 13485 (2003) G.MED n° 0851 – ISO 14001 (2004) LNE n° 11578-0



**Hill-Rom**

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers...

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

France.....+33 (0)2 97 50 92 12  
United Kingdom.....+44 (0)1530 411000  
Germany.....+49 (0)211/16450-0  
Netherlands.....+31 (0) 347323532  
Italy.....+39 02-950541

Switzerland.....+41 (0)21/7062130  
(deutschsprachig).....021/706 21 38  
Austria.....+43 (0)2243 / 28550  
Ireland.....+353 (0)1 413 6005  
Spain.....+34 (0)936856000

Portugal.....+351 (0) 210 991 8910  
Nordic Countries.....+46 (0)8 564 353 60  
Export.....Contact your local Hill-Rom distributor  
.....or contact your Area manager via website  
.....or call +1 812 934 8173

Produkcja Hill-Rom Inc. Dystrybucja Hill-Rom Inc.

Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia w zakresie konstrukcji, parametrów technicznych oraz modeli urządzenia. Jedyną gwarancją, którą firma daje, jest wyrażona na piśmie gwarancja rozszerzona o sprzedaż lub wynajem jej produktów. © 2009 Hill-Rom Services, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.