

A-21, DT

Dozowniki tlenu z nawilżaczem przeznaczone są do podawania nawilżonego tlenu pacjentowi z możliwością ustalenia wymaganego przepływu. Do regulacji przepływu służy przepływomierz rotametryczny. Za pomocą pokrętki ustalany jest przepływ w zakresie od 1 ÷ 15 l/min.

Dozowniki przystosowane są do podłączenia bezpośrednio do punktu poboru tlenu w standardzie AGA, DIN lub posiadają uchwyt do mocowania na różnego typu szynach instrumentalnych np. MODUR. Podłączenie dozownika ze źródłem tlenu następuje za pomocą wężyka zakończonych końcówką wtykową typ AGA lub DIN. Wyposażone są w pojemniki nawilżacza różnego rodzaju. Pojemniki (butelki) nawilżacza są wykonywane z tworzywa sztucznego, w wersji jako jednorazowe, wielorazowe (wielokrotnego użytku) do sterylizacji autoklawowej. Pojemniki wykonane z poliwęglanu podlegają sterylizacji do 120°C, a pojemniki z polisulfonu do 134°C. Dozowniki serii A21, DT i MEDI-METER występują ze wszystkimi opisanymi pojemnikami. Zakres regulacji przepływu 0-15l/min.

seria A-21



Dozownik z nawilżaczem
A 21/II (120°C)



Dozownik z nawilżaczem
A 21/VII (134°C)



Dozownik przystosowany do
pojemników jednorazowych A 21/III

seria DT



Dozownik z nawilżaczem
DT-01 (120°C)



Dozownik z nawilżaczem
DT-02 (120°C)



Dozownik z nawilżaczem DT/M
(60°C-tlenek etylenu)