

**seria MEDIMETER**



Dozowniki tlenu do pojemników jednorazowych:  
Typ złącza zasilającego dozownik:

typ A-21/III, A-21/IV oraz MT-02 Respiflow.  
końcówka wtykowa AGA lub przewód z wtykiem AGA oraz  
szybkozłącze.

Na życzenie:

końcówka wtykowa DIN w serii MEDIMETER, DT/M oraz MT.

**seria MT**



Dozownik MT-02  
do pojemników  
jednorazowych  
Respiflow

Dozownik z nawilżaczem MT-02 (120°C)