



Cardio M Plus


Kompaktowe & niezawodne multi-kanałowe EKG

- Wyświetlanie 12 kanałów EKG na ekranie LCD 4.3" Interpretacja.
- Wbudowana pamięć na 30 badań EKG
- Wyniki w formacie DIN A4
- Oprogramowanie na PC
- Możliwość instalacji spirometru (opcja)
- Ładowalny akumulator
- Produkcja MedicalEconet Niemcy

Specifications

	Model	Cardio M Plus
	EKG odprowadzenia	Standardowo 12 odprowadzeń
	Wyświetlacz	kolorowy LCD 480x272 pikseli
	Kanały zapisu	1, 3, 6 i 12 kanałów
	Czułość	5, 10, 20, auto (I~aVF:10, V1~V6:5) mm/mV
	Szybkość drukowania	12.5, 25, 50 mm/s
Filtry	AC	50/60 -- 20 dB lub lepiej
	Mięśniowy	25~35Hz --3 dB
	Base line drift	0.1 Hz -- 3 dB lub niżej
	Low pass filter	off, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz
Zapis	System zapisu	Papier termiczny rolka
	Efektywna szer. zadruku	204 mm
	Rozdzielczość	
	Pionowa	8 pkt/ mm
	Pozioma	16 pkt/mm
	Typ papieru	Papier termiczny rolka
	Komunikacja	złącze z PC przez port RS-232 i LAN
	Sterowanie urządzeniem	Klawiatura z ekranem dotykowym
	Rodzaje przycisków	Alfanumeryczna i symbole
	Dane pacjenta	ID, nazw., wiek, płeć, wzrost, waga
	Podstawowe pomiary	Heart rate, PR, QRS, QT/ QTc, P-R-T axes
	Ochrona defibrylacyjna	Udostępniona
	Sygnał kontroli jakości	Detektor podłączenia przewodów
	Frequency response	0.05 ~150 Hz within -3 db
Elektryczne	Input circuit	Floating input, Isolated and defibrillation protected
	Input impedance	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
	Input range	$\geq \pm 5 \text{ mV}$
	Common Mode Rejection	$\geq \pm 100 \text{ dB}$
	DC offset voltage	$\geq \pm 300 \text{ mV}$
	Time constant	3.2 sek (- 0 ~ +20 %)
	Patient isolation	$< 10 \mu \text{ A}$
	Zasilanie	AC lub wbudowany akumul. (opcja)
	Zasilanie wymagane	100 - 240 Vac, 50/60 Hz, 1.0 - 0.5 A
	Zużycie mocy	60 W max
	Bezpieczeństwo	Klasa I, Typ BF
	Wymiary	296(W)×305,5(H)×92,5(D) mm
	Waga	ok. 2.9 kg
Warunki otoczenia	wilgotność pracy	30 ~85 % R.H
	temperatura pracy	10 ° ~ 40.(50 ° ~104.)
	ciśnienie atmosf.	70 ~106 KPa

Standard Accessories



Optional Accessories



medical **ECONET**

? SWW 9W S k

dystrybutor:

Bżż ŹH3D;3 Ebżl ażż

ul. Witkowa 3, 62-020 Rokietnica k/Poznań

tel: 061 81 45 203 fax: 061 81 45 204

mail: marketing@varia-poznan.pl

www.varia-poznan.pl