

karta katalogowa

GentleTouch

Rękawice diagnostyczne, winylowe, niejałowe, bezpudrowe



Nazwa:	GentleTouch				
Typ:	rękawice diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku				
Materiał:	polichlorek winylu (bezlategsowe)				
Kolor:	bezbarwne				
Długość:	Min. 240 mm (w zależności od rozmiaru)				
Grubość:	Min. 0,08 mm				
Pakowane:	100 sztuk w pudełku jednostkowym, 10 pudełek w kartonie zbiorczym				
Opis:	Powierzchnia bez zgrubień, pęcherzy, zanieczyszczeń mechanicznych. Obrzeża równomiernie zrolowane. Pasują na lewą i prawą dłoń. Rękawice są łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, dają możliwość wykonania precyzyjnych manipulacji.				
Klasyfikacja:	klasa I (zgodnie z załącznikiem IX dyrektywy 93/42/EWG)				
Standard:	Deklaracja zgodności z 93/42/EWG; EN 455-1,2,3,4; EN 980. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (suchą, wilgotną, beztłuszczową).				
Jakość:	AQL 1,5 ; ISO 9001				
Producent:	LPL GLOVE LTD (dla RUBBEREX, Malezja)				
rozmiar	XS	S	M	L	XL
nr katalogowy	win-RU-PF-GT-XS	win-RU-PF-GT-S	win-RU-PF-GT-M	win-RU-PF-GT-L	win-RU-PF-GT-XL

Powyższe informacje są podane bezstronnie i firma zastrzega sobie prawo do zmian dowolnych powyższych danych bez uprzedniego powiadomienia.

dystrybucja w Polsce:

ABOOK Sp. z o.o., 04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22

tel. 22-872-11-28, 22-872-11-29, 22-872-11-30, fax. 22-872-11-27

www.abook.com.pl, e-mail: info@abook.com.pl

ver. 04