

endo *Look*[®]**OPTYKI ENDOSKOPOWE****gwarancja 24 miesiące,**

- + autoklawowalne 134°-137°C, ciśnienie 2,5-3,0 bara,
- + szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- + bezpłatne optyki serwisowe dla napraw gwarancyjnych,
- + szafirowe okienko obiektywu, laserowo spawane elementy metalowe,
- + wyprodukowane w 100% w Niemczech na niemieckich i szwajcarskich soczewkach.

**ARTROSKOP, SINUSOSKOP EndoLook Ø4mm, kąt widzenia 0°, 25°, 30°, 45°, 70°**

- + Dostępne są także artroskopy do biodra oraz do małych stawów o średnicy 4,0; 2,7; 2,0 i 1,9mm o różnych długościach i typach zamka.
- + Dostępne są także sinusoskopy o średnicy 2,7mm o długości 105mm, 110mm, 140mm, 175mm.
- + Wszystkie optyki dostępne są także w wersji **HD**. Wycena na życzenie.

**LAPAROSKOP EndoLook o średnicy 10mm i dł. 324mm oraz o średnicy 5mm i dł. 310mm.**

- + Dostępne są także laparoskopy bariatryczne o dł. 450mm. Wycena na życzenie.
- + Wszystkie optyki dostępne są także w wersji **HD**. Wycena na życzenie.

**CYSTOSKOP, HISTEROSKOP EndoLook o średnicy 4mm i długości 302mm.**

- + Dostępne są także cystoskopy i histeroskopy o średnicy 2,7mm oraz optyki w wersji **HD**. Wycena na życzenie.



**ŚWIATŁOWODY DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA TYPU LED, XENON, HALID, HALOGEN
PRODUKT 100% NIEMIECKI.**


Autoklawowalne, odporne na złamanie, wzmacniane metalowym oplotem, odporne na wysoką temperaturę, do optyk i źródeł światła różnych firm.

**Światłowód do artroskopów,
cystoskopów oraz optyk o \varnothing do 4mm**

„ENDO-LUMEN 3,5” - długość 230 cm,
średnica 3,5mm

**Światłowód do laparoskopów i optyk
o \varnothing powyżej 4mm**

„ENDO-LUMEN 4,8” - długość 230 cm,
średnica 4,8mm



**Pojemniki do sterylizacji, transportu i przechowywania optyk
(artroskopów, laparoskopów, histeroskopów, cystoskopów, sinusoskopów itp.)**

**Mały pojemnik
(artroskopy, sinusoskopy, itp.)**

Nr Kat. 9312

**Duży pojemnik
(laparoskopy, cystoskopy, histeroskopy)**

Nr Kat. 9317

Składanie zamówień, kontakt:

EndoPro Sp. z o.o. ul. Śląska 88, 40 – 742 Katowice,
e-mail: endoapro@endopro.pl, www.endopro.pl,
tel. 660 785 003/002, tel./fax 32 352 03 19