



Zgrzewarka rotacyjna

Minirò H – net evo



gandus[®]
SALDATRICI
PACKAGING MACHINES



Minirò H-net evo

Zgrzewarka rotacyjjna

Urządzenie proste w obsłudze, przyjazne użytkownikowi

Czytelne menu, duży przejrzysty wyświetlacz 4-linijkowy

Pamięć wprowadzonych informacji z możliwością kasowania

Kodowanie danych, współpraca ze skanerem i PC

Możliwość podłączenia do klawiatury zewnętrznej

Wbudowana alfanumeryczna drukarka igłowa (nadruk daty, kodów, danych operatora)

Automatyczna kontrola temperatury zgrzewania

Doskonałe uszczelnianie – szerokość zgrzewu - 15 mm

Duża wydajność dzięki pracy ciągłej

Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej

Urządzenie walidowalne zgodnie z normą EN ISO 11607-2

Dane techniczne:

szerokość zgrzewu	15 mm
długość zrzewu	bez ograniczeń
zakres temperatur	20°C -200°C +/- 1°C
prędkość	10 m / min
interfejs	2 port RS232
wymiar	554 x 270 x 222 mm
waga	18,5 kg

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED

ul. HUGO KOŁŁATAJA 4 62-035 KÓRNIK K/POZNANIA

e-mail: anmed@anmed.com.pl <http://www.anmed.com.pl>

tel. 061/817 02 18, 061/817 90 07, tel. Dyrektor 061/817 06 34 fax. 061/817 06 35