


Automat myjąco – dezynfekujący WD 4060




Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne [S x W x G]: 600 x 850 x 600 [mm],
- wymiary wew. komory [S x W x G]: 520 x 545 x 515 [mm],
- ogrzewanie elektryczne komory,
- mycie i dezynfekcja w temperaturze do 95°C,
- 15 programów (w tym 6 użytkownika),
- port RS232 do podłączenia zewnętrznej drukarki lub PC,
- wyświetlacz LCD,
- kondensator pary,
- dwie pompy dozujące środek chemiczny (detergent + neutralizacja) wraz z czujnikami poziomu,
- przyłącze wody zimnej i zdemineralizowanej,
- układ suszenia wyposażony w filtr HEPA,
- wbudowany zmiękcacz,
- wysokowydajna pompa recyrkulacyjna,
- poziom głośności 50 dB,
- waga urządzenia 77 kg
- zgodność z dyrektywami 93/42 CE, 2006/95/CE, 2007/47/CEE, 2004/108/CEE oraz normami EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1, EN ISO 14971, EN 62304, EN 62366, EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-2,

- zasilanie elektryczne: 3/N/PE 400V ~50Hz 7 kW lub 1/N/PE 230V ~50Hz 2,8 kW,
- komora mycia wykonana ze stali AISI 316L, zewnętrzne panele wykonane ze stali AISI 304,
- czujnik temperatury w komorze 2 PT 1000,
- Wyposażenie dodatkowe:
- wózek do mycia butów pojemność 12 par standardowych butów,
- dwu/trzy poziomy wózek narzędziowy.



WD4060



PRODUCT	A	B	C	D2	E
WD4060	600	600	30	600	850 830* 857**

* height with built-in top

** height with installation of "aquastop" – only for WD4060 series