

12-Lead Task Trainer to manekin – tors dorosłego mężczyzny do treningu wykonywania zaawansowanego 12-odprowadzeniowego EKG



Właściwości manekina:

- możliwość treningu przyrządowych i bezprzyrządowych czynności związanych z drogami oddechowymi:
 - intubacja przez usta i przez nos
 - możliwość osłuchiwania brzucha
- właściwości związane z pracą serca:
 - końcówki do podłączenia odprowadzeń kończynowych (czterech) oraz przedsercowych
 - kompatybilny z większością 12-to-odprowadzeniowych defibrylatorów/monitorów*
 - defibrylacja za pomocą elektrod samoprzylepnych lub łyżek
 - stymulacja z opcją skuteczną/nieskuteczną
 - ręcznie generowane tętno szyjne
 - możliwość uciśnięć klatki piersiowej
 - możliwość realizacji scenariuszy uwzględniających do 5 różnych rytmów zmieniających się w zależności od działań ćwiczącego lub na żądanie

**zestaw nie zawiera defibrylatora/monitora*

260-20001 12-Lead Task Trainer

Zestaw 12-Lead Task Trainer zawiera:

- tors dorosłego mężczyzny z elektroniką
- przewodowy pilot sterujący
- baterie
- żel silikonowy
- bezrękawnik
- torba transportowa
- instrukcja obsługi

Materiały zużywalne:

250-21050 Airway Lubricant
spray silikonowy (45 ml)

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl