

Kardiotokograf L8a



Szybkie i proste KTG w doskonałej cenie!

Kardiotokograf L8a wyposażony w zasilanie akumulatorowe jest najłżejszym dostępnym na polskim rynku urządzeniem tej klasy. Umożliwia monitorowanie serca płodu i czynności skurczowej macicy. Czytelne wydruki zapewnia wbudowana drukarka termiczna o szerokości 110mm. Pochylony wyświetlacz cyfrowy LED ułatwia odczyt wyników.

- 9-elementowa wysokoczuła głowica Cardio
- wyświetlacz cyfrowy LED
- wbudowany akumulator
- system DSP zapewniający klarowny dźwięk Cardio
- czytelne wydruki 110mm
- wyjątkowo niska waga: 1,75 kg
- funkcje alarmów

Kardiotokograf L8a

FHR

Głowica wielokryształowa, 9 elementowa, Doppler pulsacyjny, wysoka czułość

Natężenie ultradźwięków: $< 5 \text{ mW/cm}^2$

Częstotliwość: 1.0 MHz

Przetwarzanie sygnału: system DSP

Zakres FHR: 50 - 210 bpm

Alarm:

wysoki : 160,170,180,190 bpm

niski : 90,100,110,120 bpm



TOCO

Głowica tensometryczna

Zakres pracy: 0 - 100 jednostek, ustawiany poziom bazowy

Wyświetlacz

4 wyświetlacze LED prezentujące wartość cyfrową pomiarów i aktualny czas



Drukowanie

Wbudowana drukarka termiczna 110 mm, regulacja kontrastu

Szybkość druku 1, 2, 3 cm/min

Programowalny czas wydruku

Funkcje dodatkowe

Programowane funkcje ALARMU FHR

Możliwość montażu na ścianie

Możliwość podłączenia do Centralnego Monitoringu Okołoporodowego

Ręczny znacznik zdarzeń dla pacjentki

Zasilanie

AC.100-240v, 50/60Hz

akumulator 8.4 V Li-ION

Moc: $< 20 \text{ W}$



Wymiary i waga

295W×240D×73H (mm)

Waga: 1.75 kg



CITO Krzysztof Tomczak, ul. Hynka 9a, 60-408 Poznań
NIP 781-160-46-23 Regon 301714212

Biuro: ul. Mateckiego 23/37, 60-689 Poznań
tel. +48 61 646 08 24, fax +48 61 649 15 27
biuro@cito24.pl

www.cito24.pl



DYSTRYBUTOR