

Kardiotokograf L8



Wygodne KTG z kolorowym ekranem LCD!

Lekki monitor płodu L8 wyposażony został w kolorowy ekran LCD o przekątnej 7". Dzięki temu odczyt wykresu tętna oraz skurczów macicy stał się niezwykle prosty i czytelny. Urządzenie zapewnia monitorowanie takich parametrów jak: FHR1 (kanał cardio I), FHR2 (kanał cardio II), TOCO (skurcze macicy), FMOV (ruchy płodu). Dodatkowo może zostać wzbogacony o monitorowanie parametrów ciężarnej. Czytelne wydruki zapewnia wbudowana drukarka termiczna o szerokości 110 mm. Wbudowany port komunikacji umożliwia podłączenie do systemu centralnego monitoringu.

- 9 - elementowe wysokoczułe głowice Cardio
- kolorowy ekran LCD 7"
- czytelne menu w języku polskim
- wbudowany akumulator
- system DSP zapewniający klarowny dźwięk Cardio
- czytelne wydruki 110 mm
- monitorowanie bliźniaków
- funkcje alarmów



