

Data Therm - Urządzenie do ciągłego pomiaru temperatury



- ciągły pomiar temperatury w odstępach 5 sekundowych
- złącze USB do podłączenia komputera
- zakres pomiarowy: od 17 °C do 45 °C
- alarm przekroczenia temperatury
- pamięć 140 pomiarów
- 100 cm sondy pomiarowej
- dokładność +/- 0,1 °C: 34.0 °C - 42.0 °C; +/- dla pozostałych zakresów

Zestaw zawiera:

- instrukcja „szybki start“
- płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi
- przewód USB
- 4 sondy pomiarowe
- 6 pasków samoprzylepnych
- 2 baterie

