


# WSKAŹNIK CHEMICZNY PLAZMA, KL.1

## Visto Bueno H2O2

Wieloparametrowe laminowane wskaźniki chemiczne przeznaczone do codziennej kontroli pakietu poddanego działaniu sterylizacji plazmowej. Wskaźnik zmienia barwę na kolor odniesienia (różowy), kiedy zachowane były krytyczne parametry sterylizacji plazmowej. Test odpowiada normie ISO 11140-1 klasa 1.



### Cechy produktu:

- zgodność z normą ISO 11140-1 klasa 1
- zmiana barwy z fioletowej na różową
- laminowany
- nieszkodliwy dla zdrowia
- bez zawartości substancji toksycznych

### Przeznaczenie:

- sterylizacja oparami nadtlenu wodoru (H2O2)

### Przechowywać:

- w suchym, ciemnym oraz chłodnym miejscu

### VISTO BUENO H2O2

Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny	kl. 1
Symbol katalogowy	01-5001
Opakowanie:	250 szt.

**semigat sa**

### KTG SEMIGAT SA

ul. Ratuszowa 11  
03-450 Warszawa, Polska  
Tel./faks: 22/ 619-86-13  
e-mail: semigat@semigat.pl  
www.semigat.pl