

ETYKIETY DO TLENKU ETYLENU

KTG LE

Etykiety dwukrotnie samoprzylepne ze wskaźnikiem klasy 1 do sterylizacji tlenkiem etylenu przeznaczone do codziennego oznaczania pakietów.



Cechy produktu :

- wskaźnik klasy 1 do sterylizacji tlenkiem etylenu
- data sterylizacji
- data ważności
- numer sterylizatora
- numer cyklu
- numer operatora
- kod procesu
- kompatybilne z metkownicą firmy BLITZ

Przeznaczenie:

- oznaczanie pakietów do sterylizacji tlenkiem etylenu

Przechowywać:

- w suchym,
- ciemnym
- chłodnym miejscu

Kolory wskaźnika:

przed sterylizacją

po sterylizacji



ETYKIETY DO TLENKU ETYLENU

SYMBOL	KTG LE
NORMA	11140-1
KLASA	1
Opakowanie	500 etykiet / rolkę