

# WSKAŹNIK CHEMICZNY TLENEK ETYLENU, KL.4

## Visto Bueno EO

Wieloparametrowe perforowane wskaźniki chemiczne przeznaczone do codziennej kontroli pakietu poddanego działaniu sterylizacji tlenkiem etylenu we wszystkich stosowanych cyklach.

Wskaźnik zmienia barwę na kolor odniesienia (zielony) lub ciemniejszy, kiedy zachowane były wszystkie krytyczne parametry sterylizacji tlenkiem etylenu.

Test odpowiada normie ISO 11140-1 klasa 4.



### Cechy produktu:

- zgodność z normą ISO 11140-1 klasa 4
- zmiana barwy z żółtej na zieloną
- laminowany
- dwa wskaźniki na każdym podwójnym teście
- ekonomiczny dzięki perforowanej linii pomiędzy dwoma wskaźnikami
- nieszkodliwy dla zdrowia
- bez zawartości substancji toksycznych
- liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej.

### Przeznaczenie:

- sterylizacja tlenkiem etylenu we wszystkich stosowanych cyklach

### Przechowywać:

- w suchym, ciemnym oraz chłodnym miejscu

### VISTO BUENO EO

Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny kl.4 tlenek etylenu

Symbol katalogowy 01-3015

Opakowanie: 250 podwójnych testów (500 szt.)

**semigat sa**

**KTG SEMIGAT SA**

ul. Ratuszowa 11  
03-450 Warszawa, Polska  
Tel./faks: 22/ 619-86-13  
e-mail: semigat@semigat.pl  
www.semigat.pl