

# WSKAŹNIK CHEMICZNY SUCHE POWIETRZE, KL.4

## Visto Bueno Dry

Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne przeznaczone do codziennej kontroli pakietu podanego działaniu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem.

Zaprojektowane są, by wykrywać poważne problemy w procesie sterylizacji, takie jak zbyt niska temperatura bądź zbyt krótki czas sterylizacji.

Poleca się umieszczenie jednego wskaźnika wewnątrz i jednego na zewnątrz pakietu/opakowania poddawanego sterylizacji aby możliwe było wykorzystanie go w dokumentacji.

Test odpowiada normie ISO 11140-1 klasa 4.



### Cechy produktu:

- zgodność z normą ISO 11140-1 klasa 4
- zmiana barwy z zielonej na czarną
- laminowany
- dwa wskaźniki na każdym teście
- nieszkodliwy dla zdrowia
- bez zawartości ołowiu, innych metali ciężkich i substancji toksycznych
- liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej.

### Przeznaczenie:

- sterylizacja suchym gorącym powietrzem
- wartości ustalone: 160°C – 120 min, 170°C – 60 min lub 180°C – 35min

### Przechowywać:

- w suchym, ciemnym oraz chłodnym miejscu

### VISTO BUENO DRY

Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny kl.4	suche, gorące powietrze
Przedział Temp.:	160°C – 120min 170°C – 60min 180°C – 35min
Symbol katalogowy	01-2001
Opakowanie:	250 szt.

**semigat**sa<sup>®</sup>

**KTG SEMIGAT SA**

ul. Ratuszowa 11  
03-450 Warszawa, Polska  
Tel./faks: 22/ 619-86-13  
e-mail: semigat@semigat.pl  
www.semigat.pl