

# WSKAŹNIK CHEMICZNY PARA WODNA, KL.4

## Visto Bueno Steam

Wieloparametrowe perforowane wskaźniki chemiczne przeznaczone do codziennej kontroli pakietu podanego działaniu sterylizacji parą wodną we wszystkich cyklach w przedziale 121<sup>o</sup>C-134<sup>o</sup>C.

Test odpowiada normie ISO 11140-1 klasa 4.



### Cechy produktu:

- zgodność z normą ISO 11140-1 klasa 4
- zmiana barwy z niebieskiej na czarną
- laminowany
- ekonomiczny dzięki perforowanej linii na środku wskaźnika
- nieszkodliwy dla zdrowia
- bez zawartości ołowiu, innych metali ciężkich i substancji toksycznych
- liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej.

### Przeznaczenie:

- sterylizacja parą wodną w przedziale 121<sup>o</sup>C-134<sup>o</sup>C

### Przechowywać:

- w suchym, ciemnym oraz chłodnym miejscu

### VISTO BUENO STEAM

Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny para wodna kl.4

Przedział Temp.: 121°C do 134°C

Symbol katalogowy 01-1001

Opakowanie: 250 szt.

**semigat**sa<sup>®</sup>

**KTG SEMIGAT SA**

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa, Polska

Tel./faks: 22/ 619-86-13

e-mail: semigat@semigat.pl

www.semigat.pl