

## PASY STABILIZUJĄCE

Pasy stabilizujące do deski ortopedycznej/noszy mocowane na karabińczyki, zapinane na klamry z napięciem samochodowym.

**Zastosowanie:** Do stabilizacji pacjenta/poszkodowanego na desce ortopedycznej/noszach

Duża skuteczność stabilizacji- dzięki zastosowaniu pasów, dwuczęściowych z zamknięciem z zakończonym wygodnym automatycznym zaczepem karabinkowym. Specjalny kształt metalowego obrotowego karabińczyka mocującego pozwala na szybkie obrócenie go już po wpięciu, co daje możliwość prawidłowego połączenia elementów klamry bez konieczności ponownego wypinania karabińczyka.

Łatwy w użytkowaniu – prosty sposób mocowania i zdejmowania przez ratowników. Model pasów skracany z dwóch stron, co daje nieograniczone metody regulacji.

- pasy o różnych kolorach: czarny, czerwony, niebieski, żółty
- dwuczęściowe (metalowe napięcie) zakończone szybkozłączem (obrotowym).
- Wymiary: 50 x 1650 mm



## UNIERUCHOMIENIE GŁOWY

Wielofunkcyjne, klockowe unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku, przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych pacjentów. Możliwość zastosowania na deskach ortopedycznych dla dorosłych i pediatrycznych oraz na noszach podbierakowych. Klocki z otworami usznymi.

**Specyfikacja techniczna:**

- 2 klocki unieruchamiające głowę;
- 2 pasy na rzepy zapinane na brodę i czoło;
- 3 pasy mocujące unieruchomienie do deski;
- 4 pasy boczne po każdej stronie unieruchomienia głowy;
- Wykonane z pianki, pokryte PCV;
- Waga: około 0,8 kg.

