

**SKYTRON**<sup>®</sup>  
EUROPE



**TECNOLOGIA**  
DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB



**GEMED**<sup>®</sup>

*Autoryzowany Dystrybutor  
Sprzętu Medycznego*

wyłączny autoryzowany dystrybutor

AURERA Elite Flexi SLIDE 0001 C EZ Precision HD

Ergon  
SERIES

CENTRAL  
TANDEM MOUNT



**HYBRYDOWE** LED  
LAMPY OPERACYJNE

AURERA<sup>LED</sup>

**GEMED**<sup>®</sup>  
*Autoryzowany Dystrybutor  
Sprzętu Medycznego*





# AURORA

## Perfekcja

### w Formie i Funkcjonalności

Firma GEMED jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na Polskę sprzętu medycznego uznanej w stanach Zjednoczonych i Europie amerykańskiej firmy SKYTRON.

Skytron od 1972 roku, kiedy to rozpoczął produkcję, jest wiodącym na terenie Ameryki Północnej, dostawcą rozwiązań medycznych jak i urządzeń znanych ze swojej innowacyjności, łatwości obsługi, trwałości i najwyższej jakości.

Sprzęt medyczny firmy Skytron optymalizuje rozwiązania stosowane w opiece zdrowotnej, a nowoczesny, estetyczny design oraz innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni pozwala na znaczny wzrost bezpieczeństwa, efektywności i komfortu pracy.

Sprzęt oraz rozwiązania medyczne firmy Skytron gwarantują:

- wydajność,
- niezawodność systemu,
- łatwą instalację,
- profesjonalny serwis.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w branży medycznej, firma GEMED gwarantuje Państwu wysoką jakość obsługi Klienta oraz pełne fachowe doradztwo w zakresie zakupu i serwisu oferowanego sprzętu.





*Perfekcja*

w Formie i Funkcjonalności



**Hybrydowa**  
**TECHNOLOGIA LED**

Bezpośrednia kontrola nad  
intensywnością i skupieniem  
światła

**AURERA**

- Bezpośrednia kontrola chirurga nad intensywnością i skupieniem światła
- Niespotykana intensywność światła, głębokie oświetlenie pola widzenia
- Niska temperatura promieni światła, mniejsza ilość ciepła w polu operacyjnym
- Układ optyczny bezcieniowy
- Niesamowita wydajność energetyczna, bardzo niskie koszty utrzymania, energooszczędność
- Przyjazne dla środowisk diody LED (czas użytkowania to ponad dziesięć lat)
- Dokładne pozycjonowanie w zakresie 360°, we wszystkich kierunkach skrętu, bez przesuwu
- Futurystyczna budowa
- Możliwość instalacji kamery HD



# AURORA

## Perfekcja

w Formie i Funkcjonalności

Optyka HYBRID LED

Najlepsze z dwóch  
światłów

Najnowsze osiągnięcie technologiczne – optyka Hybrid (stała i regulowana ogniskowa) LED

Podwójna siła w kombinacji z diodami LED o dynamicznie regulowanej ogniskowej i o stałym ustawieniu skupienia

Diody LED działają przez co najmniej 10 lat



Opcjonalnie Precyzyjna kamera HD High Definition zapewniająca doskonałą jakość zapisu wideo

Ognisko świetlne LED utrzymujące jednorodność świetlną od 76 do 122 cm



# Perfekcja

w Formie i Funkcjonalności

Optyka HYBRID LED

Możliwość wyboru temperatury barwowej dla każdego zabiegu

Odpowiednią temperaturę barwową, wynoszącą 4000 K lub 4500 K, można łatwo ustalić dla danego przypadku (lub podczas zabiegu chirurgicznego) w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji chirurga. To jak dwa systemy oświetlenia w jednym!



Temperatura barwowa 4000 K  
(Miękki biały)



Temperatura barwowa 4500 K  
(Jaskrawy biały)



**Hybrydowa**  
**TECNOLOGIA LED**



TECHNOLOGIA  
DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB

**AURORA**

*Perfekcja*

w Formie i Funkcjonalności

Zużycie energii w ciągu 10 lat

Aurora II zapewnia bardzo intensywne, chłodne światło chirurgiczne bez zwiększania wydatków na energię.

Diody hybrydowe LED, przyjazne dla środowiska, zużywają mniej niż połowę energii pochłanianej przez tradycyjne systemy halogenowe.

Diody LED działają co najmniej 10 lat.

Optyka HYBRID LED

Technologia wydajna energetycznie

**Hybrydowa**  
**TECHNOLOGIA LED**

Światło  
Halogenowe



**AURORA**

 **SKYTRON<sup>®</sup>**  
EUROPE



**TECHNOLOGIA**  
DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB

**AURERA**

**kontakt**

**GEMED<sup>®</sup>**  
Autoryzowany Dystrybutor  
Sprzętu Medycznego

**Gemed**

ul. Sowińskiego 50  
40-018 Katowice

tel.: +48 32 350 04 18

tel.: +48 32 350 04 19

fax.: +48 32 251 18 35

*Zaufanie  
w medycynie*



+ 48 32 251 18 35

+ 48 607 585 482

**Hybrydowa**  
**TECHNOLOGIA LED**

**GEMED<sup>®</sup>**  
Autoryzowany Dystrybutor  
Sprzętu Medycznego