

AUTOMATYCZNY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA MEDEL CHECK z FUNKCJĄ T3

- funkcja T3, która podaje uśrednioną wartość 3 ostatnich pomiarów
- czytelny ciekłokrystaliczny ekran
- zatwierdzony przez ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego)
- wskaźnik nieregularnej pracy serca (IHB)
- bardzo cichy
- aż 5 lat gwarancji
- mankiet w standardowym rozmiarze 22-30 cm
- w zestawie zasilacz
- w pełni automatyczny pomiar przy użyciu jednego przycisku
- spełnia normę CE 0123 (dyrektywa wyrobów medycznych MDD/93/42/EWG)

Doskonały ciśnieniomierz MEDEL CHECK z funkcją T3

Ciśnieniomierz MEDEL CHECK jest eleganckim urządzeniem do pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz tętna wykorzystującym do pomiarów metodę oscylometryczną, przy użyciu załączonego do zestawu oryginalnego mankieta MEDEL STANDARD 22-30 cm.

Posiada **funkcję T3**, dzięki której każdy użytkownik uzyskuje możliwość sprawdzenia średniej wartości ostatnich 3 pomiarów ciśnienia. **Funkcja I.H.B** jest wskaźnikiem wspomagającym wykrywanie nieregularnej pracy serca (np. arytmii). Urządzenie pracuje bardzo cicho i zapamiętuje wynik ostatniego pomiaru ciśnienia krwi.

W oscylometrycznej metodzie pomiaru, z której korzystają automatyczne ciśnieniomierze Medel, **technologia Fuzzy Logic** jest wykorzystywana do filtrowania zakłóceń powstałych w wyniku ruchów pacjenta, a także związanych z nieregularną pracą serca. W efekcie pozwala to otrzymać poprawne i wiarygodne wyniki pomiaru.

Ciśnieniomierz MEDEL CHECK jest niezwykle prosty w obsłudze, gdyż nawiguje się nim wyłącznie za pomocą **jednego przycisku**, a wszystkie wyniki pomiarów wyświetlane są na ekranie LCD umieszczonym w ruchomej klapce, która jednocześnie chroni wnętrze urządzenia.

Dane techniczne:

- Wyświetlacz: Cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Technologia: Metoda oscylometryczna
- Zakres pomiaru: ciśnienie od 0 do 296 mm Hg
- Tętno od 40 do 180 uderzeń na minutę
- Dokładność: ciśnienie krwi: +/- 3 mm Hg, tętno: +/- 5%
- Pamięć maks: zapamiętuje ostatni pomiar
- Zasilanie: 4 baterie AA 1,5V lub zasilacz (w opcji dodatkowej)
- Akcesoria: Mankiet Standard dla obwodu ramienia 22-30 cm
- Akcesoria opcjonalne:
 - Transformator AC/DC 6 Vdc; 600 mA
 - Mankiet XL dla ramion o obwodzie 30-42 cm
 - Mankiet XXL dla ramion o obwodzie 42-48 cm
- Warunki robocze:
 - Temperatura: od +5°C do +40°C
 - Wilgotność względna: < 90%
 - Ciśnienie 80 - 105 kPa
- Waga: 390 g (bez baterii)
- Wymiary: 131 (mm) x 171 (mm) x 62 (mm)



Skład zestawu: Ciśnieniomierz, Mankiet w rozmiarze 22-30 cm, Zestaw baterii 4 x 1,5V AA, Elegancka torba do przechowywania ciśnieniomierza,

RespiVent Sp. z o.o.
ul. Energetyków 7 65-729 Zielona Góra
www.respivent.pl



tel. 68 452 61 32 ; fax 68 452 61 33
e-mail: handlowy@respivent.pl