



STANDARD JEST JEDEN



PLECAK MEDYCZNY RL 01

Przeznaczony dla zespołów ambulansów oraz grup ratowniczych, wykonany z materiału cechującego się wysoką odpornością na przetarcia, wodoodpornością oraz łatwością w utrzymaniu czystości.

- Wyposażony w ampularium na 94 różnej wielkości ampulki
- Komora główna plecaka podzielona na dwie części:

Pierwsza – wyposażona w szereg uchwytów do mocowania sprzętu oraz przezroczyste saszetki ułatwiające jego segregację

Druga – przystosowana do umieszczenia butli tlenowej jak również wyposażona w saszetki segregacyjne mocowane za pomocą taśm rzepowych

- Dwie kieszenie przednie wyposażone w taśmy rzepowe oraz gumowe mocujące drobny sprzęt
- Trzy kieszenie boczne
- Elementy odblaskowe
- Przystosowany do transportu pionowego, poziomego lub na plecach
- Wymiary: wysokość 58 cm x szerokość 27 cm x długość 53 cm
- Waga plecaka bez wyposażenia: 3.35 kg
- Pojemność: 83 l
- Plecak dostępny w kolorze czerwonym



RL01

TORBA MEDYCZNA RL 02

Torba medyczna RL02, przeznaczona jest do przechowywania i transportu podstawowego sprzętu medycznego wykorzystywanego w resuscytacji krążeniowo – oddechowej zarówno przez zespoły pogotowia ratunkowego, przez pielęgniarki i położne jak również na oddziałach szpitalnych. Wykonana została z materiału cechującego się wysoką odpornością na przetarcia, wodoodpornością oraz łatwością w utrzymaniu czystości.

- Komora główna torby wyposażona jest w dwie ruchome przegrody pozwalające na indywidualną konfigurację wnętrza.
- Trzy zewnętrzne kieszenie z miejscem na drobny sprzęt i materiały opatrunkowe.
- Przystosowana do transportu w dłoni, na ramieniu lub na plecach.
- Elementy odblaskowe.
- Wymiary: wysokość 33 cm x szerokość 28 cm x długość 52 cm.
- Waga torby bez wyposażenia: 1.55 kg.
- Pojemność: 48 l
- Torba dostępna w kolorze czerwonym.



RL02

TORBA MEDYCZNA RL 03

Torba RL03, przeznaczona jest do przechowywania i transportu podstawowego zestawu tlenowego, worka resuscytacyjnego oraz drobnego sprzętu medycznego. Wykonana została z materiału cechującego się wysoką odpornością na przetarcia, wodoodpornością oraz łatwością w utrzymaniu czystości.

- Komora główna torby wyposażona jest w uchwyty stabilizujące butlę tlenową oraz przeźroczystą, zamykaną na zamek kieszeń pozwalającą na umieszczenie drobnego sprzętu.
- Trzy zewnętrzne kieszenie z miejscem na drobny sprzęt i materiały opatrunkowe.
- Przystosowana do transportu w dłoni i na ramieniu.
- Elementy odbłaskowe.
- Wymiary: wysokość 28 cm x szerokość 23 cm x długość 69 cm.
- Waga torby bez wyposażenia: 2.00 kg.
- Pojemność: 44.4 l
- Torba dostępna w kolorze niebieskim.



TORBA MEDYCZNA RL 04

Torba medyczna RL04, przeznaczona jest do przechowywania i transportu podstawowego sprzętu medycznego wykorzystywanego w resuscytacji krążeniowo – oddechowej lub jako torba opatrunkowa. Idealnie sprawdza się również jako apteczka pierwszej pomocy. Wykonana została z materiału cechującego się wysoką odpornością na przetarcia, wodoodpornością oraz łatwością w utrzymaniu czystości.

- Komora główna torby wyposażona jest w dwie ruchome przegrody pozwalające na indywidualną konfigurację wnętrza.
- Trzy zewnętrzne kieszenie z miejscem na drobny sprzęt i materiały opatrunkowe.
- Przystosowana do transportu w dłoni i na ramieniu.
- Elementy odbłaskowe.
- Wymiary: wysokość 25 cm x szerokość 21 cm x długość 43 cm.
- Waga torby bez wyposażenia: 1.00 kg.
- Pojemność: 22.6 l
- Torba dostępna w kolorze czerwonym



KUFEREK MEDYCZNY RL 05

Kuferek medyczny RL05 doskonale nadaje się do przechowywania i transportu podstawowego zestawu opatrunków oraz sprzętu do resuscytacji. Idealnie sprawdza się również jako apteczka pierwszej pomocy. Wykonana została z materiału cechującego się wysoką odpornością na przetarcia, wodoodpornością oraz łatwością w utrzymaniu czystości.

- Komora główna torby wyposażona jest w dwie ruchome przegrody pozwalające na indywidualną konfigurację wnętrza.
- Klamra zatrzaskowa gwarantuje szybki dostęp do wnętrza.
- Przystosowana do transportu w dłoni i na ramieniu.
- Elementy odbłaskowe.
- Wymiary: wysokość 26 cm x szerokość 20 cm x długość 40 cm.
- Waga torby bez wyposażenia: 0.9 kg.
- Pojemność: 21 l
- Torba dostępna w kolorze czerwonym

