

PULSOKSYMETR NONIN GO2

Pulsoksymetr GO2 Nonin łatwa kontrola w miniaturowej formie

- łatwy w użyciu
- miniaturowy
- rzetelne wskazanie saturacji krwi
- wskazanie pulsu
- podświetlany wyświetlacz

Pulsoksymetr GO2 Nonin jest to doskonały i nowoczesny produkt w miniaturowym wydaniu. Pozwala na pomiar saturacji krwi (natlenowania krwi) oraz wskazuje aktualny puls. Dzięki urządzeniu GO2 Nonin masz kontrolę nad wydolnością Twojego organizmu, tak bardzo potrzebną przy wysiłku fizycznym i różnego rodzaju schorzeniach. Niezawodna metoda kontroli w miniaturowych aparatach o niezwyklej wytrzymałości.

Dostępne kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy.



Dane techniczne:

- zakres wysycenia tlenem: 0% - 100%
- zakres częstości tętna: 18 - 321 uderzeń na minutę
- zakres dokładności wysycenia tlenem: 70 -100% +/- 2 cyfry
- zakres dokładności częstości tętna: 20-250 uderzeń na minutę +/- 3 cyfry
- długości fal pomiarowych i moc wyjściowa: czerwone (660 nm przy maksymalnej średniej 0,8 mW), podczerwone (910 nm przy maksymalnej średniej 1,2 mW)
- długość pracy baterii: ok. 2400 cykli pomiarowych po 30 sekund
- waga: 40g (z baterią)
- **2 lata gwarancji**