

## EGERTON RICHTER - WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH, REGULOWANY RĘCZNIE



- konstrukcja wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym wzmocnionym żywicą epoksydową odpornym na otarcia i uszkodzenia
- leże dwusegmentowe
- regulacja segmentu pleców dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego
- cztery antystatyczne koła jezdne z indywidualną blokadą jazdy
- opuszczane, stalowe barierki
- kosz wielofunkcyjny pod wózkiem
- uchwyt do wygodnego prowadzenia wózka

<b>Długość:</b>	201 cm
<b>Szerokość:</b>	75 cm
<b>Wysokość:</b>	68 cm
<b>Ręczna regulacja segmentu oparcia pleców:</b>	45°
<b>Bezpieczne obciążenie robocze:</b>	250 kg

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych