

## EGERTON NOVO - UNIWERSALNE ŁÓŻKO SZPITALNE



- leże czterosegmentowe, wypełnione stalowymi panelami
- rama i segmenty łóżka lakierowane proszkowo, wzmocnione żywicą epoksydową
- wysokość leża, kąt odchylenia oparcia pleców oraz uda sterowane elektrycznie za pomocą pilota przewodowego
- wyjmowane szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa abs
- antystatyczne koła jezdne w obudowie z tworzywa sztucznego
- tuleje do mocowania wisiennika lub wieszaka kroplówki
- odboje ochronne w narożach

\*Zdjęcie dodatkowo przedstawia komplet poręczy bocznych i materac

<b>Długość:</b>	212 cm
<b>Szerokość:</b>	97 cm
<b>Wysokość regulowana elektrycznie:</b>	45-70 cm
<b>Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców:</b>	80°

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych