

Kabiny audiometryczne serii S40



Do produkcji kabiny użyto najnowsze materiały dźwiękochłonne. Pozwoliło to na redukcję wagi kabiny, większą izolację, funkcjonalność, a także uatrakcyjniło jej wygląd. Zewnętrzna powierzchnia wykonana jest ze zmywalnych paneli. Wnętrze jest komfortowe i przyjemnie oświetlone. Projekt, produkcja i serwis odbywają się zgodnie ze standardem jakości ISO 9001 oraz dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC.

Tłumienie akustyczne w przedziale 250Hz-8000Hz wynosi średnio 33,5dB, w przedziale 100-10000Hz wynosi średnio 32dB.

Waga 265 kg.

Wentylacja: grawitacyjna – tłumienie dźwięków z zewnątrz.

Dźwiękoszczelne okienko z podwójnej szyby zespolonej.

Zasilanie 230V, pobór mocy 50W

Możliwość przystosowania do każdego audiometru. Łatwy i szybki montaż.

Opcjonalne elementy:

- podjazd dla wózków inwalidzkich
- zmywalne panele wewnętrzne
- zmywalne panele wewnętrzne de luxe (z mikroperforacją)
- kółka

Wymiary:

S40 A: 90x90x215cm

S40 B: 110x110x215cm

S40 C: 125x125x215cm

S40 D: 85x72x187cm

S40 E: 135x135x215cm