

STOŁY OPERACYJNE I ZABIEGOWE

Mechaniczne stoły zabiegowo-operacyjne serii MAT 5000 I BASIC model 501 010 oraz model 501 020



przykładowa konfiguracja

Model 501 020 Model 501 010	Cena od 7 030,00 € Cena od 6 420,00 €	USTAWIENIA POZYCJI STOŁU	
Całkowita długość blatu 4		2050 mm	
Całkowita szerokość blatu (z szynami bocznymi)		600 mm	
Regulacja wysokości blatu		730 do 980 mm	pompa nożna (model 501 020 reg. elektro-mechaniczna 750-1000mm)
Pozycja Trendelenburga		30°	ręcznie
Pozycja anti-Trendelenburga		30°	ręcznie
Przechyły boczne		20°	ręcznie
Regulacja oparcia pleców		-40° do +70°	ręcznie
Regulacja podgłówek		-45° do +45°	ręcznie
Regulacja podnóżków		-90° do +25°	ręcznie
Nośność stołu		do 135 kg	
Ciężar własny stołu		ok. 120 kg	

Nowa seria stołów zabiegowych MAT5000 I BASIC to przede wszystkim produkt oferujący doskonały stosunek ceny do jakości i funkcjonalności. Dzięki szerokiej gamie przystawek i akcesoriów stół może być wykorzystywany w wielu dyscyplinach chirurgii. Duża mobilność jak i prostota obsługi sprawiają, że stoły z tej serii mogą być również wykorzystywane jako wózki transportowe i reanimacyjne na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Wszystkie zmiany pozycji stołu wykonywane są manualnie, regulacja wysokości realizowana jest za pomocą hydraulicznej pompy nożnej. Regulacja segmentu pleców, przechyłów wzdłużnych oraz bocznych odbywa się z pomocą sprężyn gazowych z blokadą. Wszystkie metalowe elementy narażone na działanie czynników zewnętrznych wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, poddanej procesowi elektropolerki, który zapewnia łatwość w czyszczeniu i dezynfekcji. Cztery segmentowy blat stołu składa się z ergonomicznych materiałów wykonanych ze spienionej pianki poliuretanowej. Bezszwowe i antystatyczne materace zapewniają pacjentowi doskonały komfort, a ich przezierność dla promieniowania RTG umożliwia współpracę urządzenia z ramieniem C. Podstawa stołu w kształcie litery H pozwala na dogodny dostęp do pacjenta z każdej strony zarówno dla personelu medycznego jak i urządzeń wspomagających.

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. Sołtysowicka 25a, 51-168 Wrocław
tel. +48 71 326 10 35
fax +48 71 326 15 00
kendromed@kendromed.pl

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto, bez kosztów dostawy i montażu.

Zawartość katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.) Informacje zawarte w katalogu mogą nie być poprawne z powodu zmian w produktach wprowadzonych po jego publikacji.