

Kamera 3CCD z systemem "Parfocal Zoom"



PCH 03 - D

Kamera Medyczna 3CCD

- \$ Cyfrowy system video
- \$ Znacz co poprawione odwzorowanie barw
- \$ Głowica kamery 3CCD z dwoma programowalnymi przyciskami steruj cymi
- \$ Wysoka rozdzielczo
- \$ Automatyczne dostrajanie czuło ci kamery do poziomu o wietlenia
- \$ Zintegrowany video adapter z systemem "parfocal zoom"
- \$ Menu wy wietlane na ekranie monitora



Dane Techniczne

System video	PAL/NTSC
Sensory obrazu	3 x CCD 1/3"
Balans bieli	automatyczny
Gniazda	Y/C, CVBS, RGB
Rozdzielczo	Ponad 322 000 pikseli
Dynamika	> 56 dB
Zasilanie	230 VAC/0.1 A (115 VAC/0.2 A)

