

Inteligentny System Insuflacji



Insuflator 25/25 H

- Przepływ gazu max. 25 l/min
- Komfortowe warunki operacyjne, efektywna kompensata ucieczki gazu
- Inteligentny System Insuflacji dobiera optymalne parametry przepływu i ciśnienia
- Cyfrowy wyświetlacz przepływu, ciśnienia oraz ciśnienia wewnątrz trzostzewnowego
- Możliwość podgrzewania gazu w wersji 25 H

Dane Techniczne



Insuflowany rodek	Co2
Przepływ max	25 l/min
Zakres ciśnienia	5...25 mmHg
Wyświetlacz	przepływ, ciśnienie, ciśnienie wewnętrzne trzostzewnowe (nastaw/aktualne) dostarczanie gazu (butla/system szpitalny)
Gniazda	adapter zewnętrzny filtra gazu pod ciśnienie gazu US (UNF 7/16" 20G) wyrównywanie potencjałów wyjściowy czujnik elektryczny wg DIN 42801

