

WANIENKA DLA NIEMOWLAKA

CE

**Cechy:**

- Wyjmowana wanienska wykonana z pleksi w zestawie z wózkiem
- Wózek wykonany z okrągłych rur stalowych, malowanych proszkowo farbą epoksydową i suszony w tunelu termicznym w temperaturze 200°C
- Wózek posiada uchwyt wanienski do ułożenia jej w poziomie oraz poprzeczne żebra do regulacji wielu pozycji
- Przezroczysta wanienska wykonana jest z pleksi o grubości 5 mm, w dnie znajdują się otwory ułatwiające cyrkulację powietrza
- Podstawa wyposażona w 4 podwójne koła (Ø 75mm), dwa z hamulcem
- Wyprodukowano zgodnie z dyrektywą 93/42 dot. urządzeń medycznych

Dane techniczne:

- Nośność: 6kg
- Waga: 11kg
- Koła: Ø 75mm
- Trendelenburg: 18°
- Anty-Trendelenburg: 18°
- Wysokość wanienski (od podłogi): 56cm
- Wymiary zewnętrzne: 84×52×85cm h