


Panel nadłóżkowy MEDICOMPACT LIGHT



Panel nadłóżkowy przeznaczony jest do instalowania w salach chorych i salach intensywnego nadzoru.

DANE TECHNICZNE I OPCJE WYPOSAŻENIA

Wymiary (podwójny)	360mm x 65mm x długość wymagana
Materiał	Aluminium 6063 (AlMg0.7Si)
Waga (podwójny)	5,1 kg/m
Zasilanie	24V, 110V, 220-230V, 50-60Hz
Typy punktów poboru gazów	DIN, AGA (SS), AFNOR, BS
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I, IP20
Klasa zasilania	B
Gazy medyczne	tlen powietrze sprężone powietrze azot dwutlenek węgla podtlenek azotu system odciągu gazów - AGSS
Ciśnienie robocze i przepływ	5 bar (DIN) 3,5 bar (AFNOR) 4 bar (BS) -0,9 bar (próżnia) przepływ : 40 +/- 3l/min
Klasa wyrobu medycznego	Ila wg dyrektywy MDD93/42/EWG
Kolory	Paleta RAL

Panel zapewnia :

- oświetlenie ogólne sali
- oświetlenie miejscowe łóżka
- oświetlenie nocne
- podłączenie aparatury medycznej
- korzystanie z punktów poboru gazów medycznych
- łączność przywoławczą z pielęgniarką
- podłączenie telefonu

Standardowo panel nadłóżkowy MEDICOMPACT LIGHT wyposażony jest w : 2 punkty poboru gazów medycznych, 2 gniazda elektryczne, zacisk ekwipotencjalny, oświetlenie ogólne i miejscowe, gniazdo teleinformatyczne. Dodatkowe wyposażenie na życzenie zamawiającego.