

## Panel nadłóżkowy MEDICOMPACT

Panel nadłóżkowy przeznaczony jest do instalowania w salach chorych oraz salach intensywnego nadzoru.

DANE TECHNICZNE I OPCJE WYPOSAŻENIA	
Zasilanie	24V, 110V, 220-230V, 50-60Hz
Wymiary (pojedynczy)	130mm x 65mm x długość wymagana
Wymiary (podwójny)	203mm x 65mm x długość wymagana
Materiał	Aluminium 6063 (AlMg0.7Si)
Waga (pojedynczy)	1,8 kg/m
Waga (podwójny)	3,8 kg/m
Typy punktów poboru gazów	DIN, AGA (SS), AFNOR, BS
Gazy medyczne	tlen powietrze sprężone powietrze azot dwutlenek węgla podtlenek azotu system odciągu gazów - AGSS
Ciśnienie robocze i przepływ	5 bar (DIN) 3,5 bar (AFNOR) 4 bar (BS) -0,9 bar (próżnia) przepływ : 40 +/- 3l/min
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I, IP20
Klasa zasilania	B
Klasa wyrobu medycznego	Ila wg dyrektywy MDD93/42/EWG
Kolory	Paleta RAL

Standardowo panel nadłóżkowy MEDICOMPACT wyposażony jest w : 2 punkty poboru gazów medycznych, 2 gniazdka elektryczne, zacisk ekwipotencjalny, gniazdo teleinformatyczne. Instalacja panela możliwa w poziomie i pionie. Dodatkowe wyposażenie na - życzenie zamawiającego.



Panel zapewnia :

- podłączenie aparatury medycznej
- korzystanie z punktów poboru gazów medycznych
- łączność przywoławczą z pielęgniarką
- podłączenie telefonu

