


# Panel nadłóżkowy MEDINTENSIVE

**RP**  
raj-pol  
**MEDICAL**

ul. Konarskiego 1  
01-355 Warszawa  
tel. +48 22 663 63 75  
kom. +48 602 64 62 65  
e-mail : medical@raj-pol.pl  
www.medical.raj-pol.pl



Panel przeznaczony jest do sal intensywnego nadzoru medycznego. Mocowanie sufitowe oraz ruchome konsole z półkami i szufladami zapewniają komfort obsługi i nieograniczony dostęp do łóżka pacjenta.

Panel zapewnia :

- oświetlenie ogólne sali
- oświetlenie miejscowe łóżka
- oświetlenie nocne
- podłączenie aparatury medycznej
- korzystanie z punktów poboru gazów medycznych
- łączność przywoławczą z pelegniarką
- podłączenie telefonu

## DANE TECHNICZNE I OPCJE WYPOSAŻENIA

Zasilanie	24 V, 110 V, 220-230 V, 50-60 Hz
Wymiary	370mm x 220mm x wymagana długość
Waga	20 kg/m
Materiał	Aluminium - 6063(AlMg0.7Si)
Wymiary konsoli	520mm x 400mm
Udźwig półki	30kg
Wymiary szuflady	420mm x 360mm x 100mm
Typy punktów poboru gazów	DIN, AGA (SS), AFNOR, BS
Gazy medyczne	tlen, podtlenek azotu, powietrze, azot, dwutlenek węgla, AGSS
Ciśnienie robocze i przepływ	5 bar (DIN) 3,5 bar (AFNOR) 4 bar (BS) -0,9 bar (próżnia) przepływ : 40 +/- 3l/min
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I, IP20
Klasa zasilania	B
Klasa wyrobu medycznego	Ila wg dyrektywy MDD93/42/EWG
Kolory	Paleta RAL



Produkt wykonany zgodnie z normami MDD93/42EEC , 2007/47/EEC. Wyrób medyczny klasy IIa