

AsCARD Coral



Cyfrowy elektrokardiograf AsCARD Coral jest 3, 6, 12 kanałowym aparatem, który wraz z będącym na wyposażeniu oprogramowaniem CardioTEKA umożliwia wykonywanie elektrokardiogramu w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. Aparat podłączany jest poprzez port USB do komputera PC lub notebooka użytkownika, gdzie zainstalowane jest oprogramowanie CardioTEKA.

Cechy główne:

- Transmisja danych poprzez port USB.
- Podgląd on-line zapisu EKG 1, 3, 6 oraz 12-kanałowego na monitorze komputera.
- Rejestracja w trybie manualnym oraz automatycznym.
- Archiwizacja danych pacjenta i badań w obszernej i łatwej w obsłudze bazie pacjentów oraz badań.
- Generowanie badań w formacie PDF.
- Zapis badania do pamięci USB (np. PenDrive).
- Przesyłanie zapisów badania poprzez e-mail.
- Wydruk na drukarce laserowej w formacie A4 wybranych zapisów EKG, opisów badań oraz danych pacjenta.
- Możliwość automatycznej analizy i interpretacji badania.
- Możliwość manualnego wykonania pomiarów amplitudowo-czasowych.

Dzięki małym rozmiarom oraz zasilaniu przez port USB komputera elektrokardiograf jest bardzo wygodny w obsłudze.

Standardowe wyposażenie:

- CardioTEKA - oprogramowanie v.001.
- Kabel EKG KEKG 30 v.001.
- Elektrody przyssawkowe EPP v.001.
- Elektrody kończynowe klipsowe EKK v.001.
- Żel EKG 250g v.001.
- Walizka na sprzęt medyczny WMB5 v.001.