

Przez ponad 35 lat resuscytatory silikonowe Laerdal Silicone Resuscitators udowodniły, że są niekwestionowanym światowym liderem wśród resuscytatorów wielokrotnego użytku. Zwiększona wygoda użytkowania, wyjątkowa jakość i ponadprzeciętna trwałość czynią je urządzeniami, na których można zawsze polegać.



Właściwości resuscytatorów:

- silikonowy materiał powoduje sprawne rozprężanie worka
- możliwość dobrego wycucia naturalnego oporu płuc pacjenta zmniejsza ryzyko przewentylowania
- zmieniony zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru zwiększa skuteczność wentylacji z użyciem tlenu
- przezroczyste maski silikonowe z nakładkami wielofunkcyjnymi:
 - standaryzowana średnica umożliwia szerokie zastosowanie
 - miękki mankiet znakomicie uszczelnia maskę zapewniając przy tym maksimum komfortu dla pacjenta
 - znakomity uchwyt (nawet małymi dłońmi)
 - przezroczysty materiał ułatwia obserwację twarzy pacjenta
 - specjalne nakładki ułatwiają uszczelnienie maski w trudnych sytuacjach (tylko maski 3/4 i 4/5+)
 - zaczepy na nakładkach umożliwiają przypięcie maski do głowy pacjenta (tylko maski 3/4 i 4/5+)
 - wielokrotność użycia
 - łatwość czyszczenia (odkażanie w autoklawie)
 - niskie koszty użytkowania ze względu na ponadprzeciętną trwałość
- standardowe wyposażenie w zawór bezpieczeństwa 35 cm H₂O (tylko wersje dziecięca i dla wcześniaków)
- występuje w trzech wersjach:
 - dla dorosłych (powyżej 25kg)
 - dla dzieci (pomiędzy 2,5kg a 25kg)
 - dla wcześniaków (poniżej 2,5kg)
- prosty demontaż elementów w celu ich oczyszczenia (bez użycia narzędzi)

*Opcjonalnie worki
Laerdal Silicone Resuscitators dostępne
są także w wersji
z indywidualnym, nieusuwalnym
nadrukiem*



Dostępne konfiguracje resuscytatorów Laerdal Silicone Resuscitators (numery katalogowe):

| | DOROŚLI | | | DZIECI | | | | WCZEŚNIAKI | |
|-------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|------------|----------|
| | bez masek | standard | complete | bez masek | standard | standardchild | complete | bez masek | complete |
| w kartonie | 87 0050 | 87 00 52 | 87 00 51 | 86 00 50 | 86 00 52 | 86 00 56 | 86 00 51 | 85 00 50 | 85 00 51 |
| w walizce | | | 87 00 53 | | | | 86 00 53 | | 85 00 53 |
| w walizce z oknem | | | 87 00 55 | | | | 86 00 55 | | 85 00 55 |

Skład zestawu:

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| worek 1600 ml | • | • | • | | | | | | |
| 500 ml | | | | • | • | • | • | | |
| 240 ml | | | | | | | | • | • |
| zawór bezpiecz. | | | | • | • | • | • | • | • |
| maska 0/0 | | | | | | | | | • |
| 0/1 | | | | | | • | • | | • |
| 2 | | | | | | | • | | |
| 3/4 z nakładką | | | • | | • | | • | | |
| 4/5+ z nakładką | | • | • | | | | | | |
| rezerwuar 2600 ml | • | • | • | | | | | | |
| 600 ml | | | | • | • | • | • | • | • |

Dostępne modele masek silikonowych:

85 15 00 Infant Silicone Mask - maska niemowlęca - rozmiar 0/0 (A)

85 16 00 Infant Silicone Mask - maska niemowlęca rozmiar 0/1 (B)

85 17 00 Infant Silicone Mask - maska niemowlęca rozmiar 2 (C)

86 02 20 Child Silicone Mask Multi-Function Mask Cover - maska dziecięca z nakładką wielofunkcyjną - rozmiar 3/4 (D)

87 02 20 Adult Silicone Mask Multi-Function Mask Cover - maska dla dorosłych z nakładką wielofunkcyjną - rozmiar 4/5+ (E)

87 22 20 Adult and Child Silicone Mask Set - zestaw masek: dziecięca 3/4 i dla dorosłych 4/5+

86 52 00 Multi-Function Mask Cover for Child Mask - nakładka wielofunkcyjna dla maski dziecięcej rozmiar 3/4 (F)

87 52 00 Multi-Function Mask Cover for Adult Mask - nakładka wielofunkcyjna dla maski dla dorosłych rozmiar 4/5+ (G)



Dostępne akcesoria do worków Laerdal Silicone Resuscitators:

52 11 00 Wall Mount for Display Case Preterm/Paediatric - uchwyt ścienny do walizki z oknem dla resuscytatorów dziecięcych i dla wcześniaków

57 20 00 Wall Mount for Display Case Adult - uchwyt ścienny do walizki z oknem dla resuscytatorów dla dorosłych

87 10 00 Silicone Extension Tube - silikonowa rura przedłużająca (28 cm)

87 01 20 Hanging Loop - wieszak do resuscytatora

87 04 00 Laerdal Head Strap w/Attachement Ring - uprząż do mocowania maski na głowie pacjenta

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolisty 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl