

Resuscytatory The BAG II łączą w sobie wszystkie zalety worków do resuscytacji wielokrotnego użycia z wygodą jaką daje ich jednorazowość. Wszechstronność użycia, uniwersalność i posiadane parametry techniczne sprawiają, że resuscytatory The BAG II mogą być wykorzystywane przez wszystkie służby ratunkowe.



#### Właściwości resuscytatorów BAG II:

- ergonomiczna, transparentna konstrukcja worków daje możliwość dobrego wycucia naturalnego oporu płuc
- możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuatom tlenowym
- 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym (nie zamyka przepływu przy zgięciu)
- jednorazowa maska z miękkim, powietrznym mankietem dla lepszej szczelności
- przezroczystość masek umożliwia obserwowanie koloru skóry pacjenta
- regulowany pasek-uchwyt ułatwiający trzymanie resuscytatora zmniejsza zmęczenie dłoni podczas wentylacji
- wersje dla dzieci i niemowląt wyposażone w zawór bezpieczeństwa 35cm H<sub>2</sub>O
- jednorazowość użycia worka The BAG II pozwala zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego
- temperatury użytkowania pomiędzy -18°C a + 50°C
- możliwość zamontowania zastawki PEEP
- niewielkie rozmiary po złożeniu
- dooptymalny w trzech wersjach:
  - dla dorosłych
  - dla dzieci
  - dla niemowląt



#### Zestaw The Bag II zawiera:

- worek
- maskę
- rezerwuar tlenu z 3-metrowym przewodem tlenowym
- zawór bezpieczeństwa (tylko wersje dziecięce i niemowlęce)
- instrukcję obsługi

#### Dostępne warianty resuscytatorów jednorazowych BAG II:

- 84 50 11 Resuscytator The BAG II z maską nr 5 dla dorosłych
- 84 50 41 Resuscytator The BAG II z maską nr 4 dla dorosłych
- 84 50 21 Resuscytator The BAG II z gniazdem manometru zaworem bezpieczeństwa 35cm H<sub>2</sub>O i maską nr 3 dla dzieci
- 84 50 31 Resuscytator The BAG II z gniazdem manometru, zaworem bezpieczeństwa 35cm H<sub>2</sub>O i maską nr 1 dla niemowląt

84 50 40 Zastawka PEEP jednorazowa z adapterem  
84 50 80 Zawór wydychanego powietrza

84 50 70 Maska nr jednorazowa 5  
84 50 60 Maska nr jednorazowa 4  
84 50 50 Maska nr jednorazowa 3

**LMP Sp. z o.o.**

ul. Kolista 25  
40-486 Katowice  
tel: 32 735 04 61  
fax: 32 735 03 14  
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań  
tel. 61 899 82 01  
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok  
tel. 85 710 44 35  
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk  
tel. 601 29 09 17  
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa  
tel. 721 32 78 80  
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław  
tel. 601 21 83 01  
wroclaw@lmp.pl

[www.lmp.pl](http://www.lmp.pl)