

Oryginalne kołnierze ortopedyczne Stifneck umożliwiają znakomite usztywnienie odcinka szyjnego kręgosłupa i mają perfekcyjnie dobrane kształty i rozmiary.



Właściwości kołnierzy Stifneck:

- wyjątkowa stabilizacja nie ograniczająca czynności związanych z wentylacją
- łatwy wybór właściwego spośród sześciu oznaczonych różnymi kolorami rozmiarów dzięki prostej metodzie pomiaru palcami
- 4 rozmiary dla dorosłych i 2 dla dzieci zapewniają dopasowanie kołnierza dla 100% ludzkiej populacji
- duży otwór w części przedniej kołnierza zapewnia dogodny dostęp do szyi pacjenta dla sprawdzenia tętna lub wykonania innych czynności medycznych
- przepuszczalne dla promieni X



Kołnierze dziecięce posiadają duży otwór w części potylicznej ułatwiający badanie uszkodzonego



Zdjęcie przedstawia torbę Carry Bag z sugerowanym zestawem sprzętu ratowniczego.

Dostępne warianty kołnierzy Stifneck:

- 98 00 00 Zestaw kołnierzy Stifneck w torbie (6 szt.)
- 98 07 00 Carry Bag – torba transportowa
- 98 06 00 Stifneck Tall Collar (Adult) – kołnierz ortopedyczny dla dorosłych "wysoki"
- 98 05 00 Stifneck Regular Collar (Adult) - kołnierz ortopedyczny dla dorosłych "normalny"
- 98 04 00 Stifneck Short Collar (Adult) - kołnierz ortopedyczny dla dorosłych "niski"
- 98 03 00 Stifneck No-Neck Collar (Adult) - kołnierz ortopedyczny dla dorosłych "bardzo niski (bez szyi)"
- 98 02 00 Stifneck Paediatric Collar - kołnierz ortopedyczny dziecięcy
- 98 01 00 Stifneck Baby No-Neck Collar - kołnierz ortopedyczny dziecięcy "niski"

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolisty 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 6I
fax: 32 735 03 I4
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 6I 899 82 0I
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 7I0 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 60I 29 09 I7
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 72I 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 60I 2I 83 0I
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl