

LAMPA hx LED

Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	1 x oprawa LED
Natężenie światła	6 400 Lux / 0,5 m
Temperatura barwowa światła	4000 K
Średnica pola zabiegowego z odległości 0,5 m	Ø 46 cm
Zasilanie	100-240 V, 50/60 Hz; elektroniczny konwerter
Waga (netto)	ok.1,7 – 4,0 kg
Pobór mocy	ok. 7-11 W
Włączanie	panel dotykowy, wyłącznik
Przewód zasilający	ok. 2 m
Klasa ochrony	II
Zgodność z normami	EN 60601-1
Kąt świecenia	24°
Sposób mocowania	do szyny, statywu z kółkami, stołu, ściany