

P-OX 100 P-OX 100L

CYFROWY PULSOKSYMETR Z KANAŁEM EKG (opcja)



P-OX 100

SpO₂
Puls
Krzywa EKG



CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Stacjonarno-przenośny pulsoksymetr cyfrowy
- ✓ Kompaktowa budowa, atrakcyjna stylistyka
- ✓ Dokładny i pewny pomiar SpO₂, pulsu oraz jego siły
- ✓ Czytelny, wyraźny kolorowy wyświetlacz TFT
- ✓ Wbudowana pamięć 100 godzin pomiarów
- ✓ Zintegrowane menu pomocy ukierunkowane kontekstowo
- ✓ Intuicyjna obsługa w języku polskim
- ✓ Wbudowana bateria umożliwia pracę niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania
- ✓ Rozbudowany system alarmowy
- ✓ Możliwość zastosowania u dorosłych, dzieci, noworodków
- ✓ Możliwość zastosowania w praktykach weterynaryjnych - przy użyciu odpowiedniego sensora
- ✓ Dostępne 2 konfiguracje: pulsoksymetr, pulsoksymetr z kanałem EKG

P-OX 100(L)

CYFROWY PULSOKSYMETR Z KANAŁEM EKG (opcja)



P-OX 100L jest nowoczesnym, atrakcyjnym cenowo urządzeniem monitorującym. Jest wszechstronnym pulsoksymetrem, który dostarcza szybkiego i dokładnego pomiaru wysycenia krwi tętniczej tlenem oraz częstości pracy serca. Urządzenie wyposażono w niezwykle czytelny wyświetlacz TFT o wysokim kontraście.

Wartości SpO₂ oraz pulsu mogą być również prezentowane jako krzywe trendów. Wbudowana pamięć pozwala na zapamiętanie ostatnich 100 godzin wykonywanych pomiarów. Rozbudowany system alarmów zapewnia w pełni bezpieczne monitorowanie pacjenta. Aparat jest wyposażony w port szeregowy, pozwalający na wysłanie danych do komputera PC.

Urządzenie dostępne również z 1 kanałem EKG (P-OX 100)


Producent:

Medlab medizinische Diagnosegeräte GmbH
 Erzbergerstrasse 115, 76133 Karlsruhe
 Tel. +49 (0) 721 62512-0
 FAX +49 (0) 721 62512-12
 www.medlab.eu

Pulsoksymetr:

SpO₂:
 Zakres pomiaru: 0-99%
 Dokładność pomiaru (70-100%):
 +/-2% dorośli; +/-3% dzieci

Puls:
 Zakres pomiaru: 30-250 min⁻¹
 Dokładność pomiaru: +/- 1%

EKG (P-OX 100):
 Kanały: 1 Kanał, przewód 3 odprowadzeniowy
 Wzmocnienie: 0,5; 1; 2 cm/mV

Urządzenie:

Zasilanie: 115/230V, 50/60Hz
 Bateria: NiMH, czas pracy 6 godzin
 Zużycie energii: 1,4W
 Wyświetlacz: TFT LCD z podświetleniem
 Prędkość krzywej: 12; 25 mm/sec
 Pamięć: 100 godzin, wbudowany zegar
 Połączenia: wyjście szeregowo, IR
 System alarmowy: nastawialne granice dla wszystkich monitorowanych parametrów, automatyczna kalkulacja granic.
 Wymiary (mm): 230 x 200 x 80
 Waga: 1650g
 Obudowa: ABS
 Testy: Autotest po włączeniu aparatu

Dostępne akcesoria:

00138 mocowanie do stojaka
 08060 adapter sygnału analogowego
 00135 kabel transmisji PC
 01960 adapter do systemu przywoławczego
 01950 adapter systemu POX
 08055 adapter USB do pen drive'a
 00801 torba do przenoszenia
 00110 drukarka

sensory saturacji - pełna informacja na stronie:
www.medlab.eu

Zawartość opakowania:

P-OX 100L (P-OX 100)
 Kabel zasilający
 Przewód EKG (P-OX 100)
 Opakowanie elektrod EKG (P-OX 100)
 Przewód SpO₂ (150cm)

Wyłączny importer na terenie Polski:

Medicavera
 ul. Smocza 10/2
 70-731 Szczecin
 www.medlab-gmbh.pl
 Tel. / Fax (091) 460 51 58