

NANOX 10 / NANOX 10C

PEWNY I DOKŁADNY POMIAR



CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Przenośny pulsoksymetr cyfrowy
- ✓ Trójstopniowy system alarmowy z regulowanymi granicami
- ✓ Alarmy optyczne i dźwiękowe
- ✓ Ton pulsu zależny od saturacji z możliwością regulacji głośności
- ✓ Dokładny i pewny pomiar SpO₂, pulsu oraz jego siły
- ✓ Czytelny, wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD
- ✓ Wbudowana pamięć 26 godzin pomiarów
- ✓ Możliwość zastosowania u dorosłych, dzieci, noworodków
- ✓ Port podczerwieni do transmisji danych
- ✓ Urządzenie dostępne również z ładowarką biurkową i akumulatorami Nanox 10C

NANOX 10 / NANOX 10C

PEWNY I DOKŁADNY POMIAR

Pulsoksymetr NANOX 10C jest przenośnym pulsoksymetrem z dużym ekranem cyfrowym.

Dzięki niezwykłej poręczności idealnie nadaje się do zastosowań ambulatoryjnych. Wyświetlacz urządzenia prezentuje poziom saturacji, puls, graf siły pulsu, zadane granice alarmowe. Wbudowana pamięć ma pojemność 26 godzin, która jest podtrzymywana nawet przy wyładowanych bateriach. System alarmowy obejmuje alarmy wizualne i audio o regulowalnej głośności. Ton pulsu zależny jest od zmierzonej wartości saturacji. Nanox 10C ma wbudowane baterie ładowane za pomocą ładowarki biurkowej w przeciągu 3,5 godzin i zapewniające 14 godzinną niezależność od źródła zasilania. Urządzenie może również pracować w trakcie ładowania.



NANOX 10C

DANE TECHNICZNE:

Zakres SpO₂: 30-99%

Dokładność SpO₂: dorośli: +/-2% @ 70-99%
dzieci: +/-3% @ 70-99%
ruch: +/-2% @ 70-99%

Zakres pulsu: 30-250 min⁻¹

Dokładność pulsu: +/-1%, +/-1 cyfra

Uśrednianie: 4,8, 16 uderzeń, puls 8s

Alarmy: nastawialne granice, audio i optyczne

Zasilanie: 2 baterie AA lub wbudowany akumulator NiMH

Trwałość baterii: Nanox 10 - 30 godzin; Nanox 10C - 14 godzin

Wyświetlacz: LCD z podświetleniem LED

Pamięć: 26 godziny dla 9 pacjentów

Ton pulsu: zależny od saturacji

Wymiary (mm): 170 x 78 x 25

Waga: 200g

Zawartość opakowania:

NANOX 10 / NANOX 10C

2 baterie AA, stacja dokująca-ładowarka (NANOX 10C)

Sensor saturacji

Etui ochronne

Instrukcja obsługi

Aksesoria opcjonalne:

Futurał, uchwyt do stojaka, gama sensorów Medlab, drukarka

IR, przewód do transmisji danych, oprogramowanie



Producent:

Medlab medizinische Diagnosegeräte GmbH
Erzbergerstrasse 115, 76133 Karlsruhe
Tel. +49 (0) 721 62512-0
FAX +49 (0) 721 62512-12
www.medlab.eu

Wyłączny importer na terenie Polski:

Medicavera
ul. Smocza 10/2
70-731 Szczecin
www.medlab-gmbh.pl

