

Informacje dla zamówienia

KOD	OPIS
FW 603	Ogrzewacz krwi i płynów infuzyjnych Medi-Temp III
D25310NL	Standardowa, jednorazowa kasetka z rozłączalnymi przedłużaczami (122cm), systemem odpowietrzającym, portem igłowym i bezigłowym. Objętość wypełnienia: 48ml. Max. zalecany przepływ: 150ml/min.
D25320NL	Pediatryczna, jednorazowa kasetka z rozłączalnymi przedłużaczami (76cm), systemem odpowietrzającym, portem igłowym i bezigłowym. Objętość wypełnienia: 30ml. Max. zalecany przepływ: 100ml/min.
D25330NL	Wysoki przepływ, jednorazowa kasetka z rozłączalnymi przedłużaczami (122cm), filtrowanym systemem odpowietrzającym, portem igłowym i bezigłowym. Objętość wypełnienia: 79ml. Max. zalecany przepływ: 500ml/min.
D25310CE	Standardowa, jednorazowa kasetka z rozłączalnymi przedłużaczami (122cm), systemem odpowietrzającym, portem igłowym. Objętość wypełnienia: 48ml. Max. zalecany przepływ: 150ml/min.
D25315CE	Standardowa, jednorazowa kasetka z rozłączalnymi przedłużaczami (152cm), systemem odpowietrzającym. Objętość wypełnienia: 50ml. Max. zalecany przepływ: 150ml/min.
D25330CE	Wysoki przepływ, jednorazowa kasetka z rozłączalnymi przedłużaczami (122cm), filtrowanym systemem odpowietrzającym, portem igłowym. Objętość wypełnienia: 79ml. Max. zalecany przepływ: 500ml/min.
D25340CE	Standardowa, jednorazowa, kasetka z systemem odpowietrzającym. Objętość wypełnienia: 39ml. Max. zalecany przepływ: 150ml/min.
IRR3570	Jednorazowy zestaw do ciepłego przepłukiwania z 213cm zestawem podwójnych szpikulców, systemem odpowietrzającym, 213 cm zestawem z pojedynczym szpikulcem. Max. zalecany przepływ: 500ml/min. Max. dopuszczalne ciśnienie: 300mmHg.

Kaseta wymiennika ciepła



Kontakt do zamówień

	USA	International
Phone	1-800-828-7341	716-662-8636
Fax	1-800-993-7890	716-662-0730
www.gaymar.com		

Dystrybucja na terenie Polski:

MEDICAVERA
ul. Smocza 10/2
70-731 Szczecin, Poland
www.medicavera.com.pl

Gaymar Industries, Inc.
10 Centre Drive
Orchard Park, NY 14127
Toll Free 1.800.828.7341
Fax 1.800.993.7890
International +1 716.662.8636
International Fax +1 716.662.0730
gaymar.com


Your patients. Our commitment.

ISO13485

MADE IN THE USA
MAW 5106 11/03

Medi-Temp™ III

Ogrzewacz krwi i płynów infuzyjnych

Zapewnia efektywne ogrzewanie krwi i przetaczanych płynów w zakresie przepływu od KVO - 500ml/min. Zapobiega hypotermii podczas zabiegów operacyjnych i wszelkich innych procedur wymagających przetaczania płynów.




Your patients. Our commitment.

Medi-Temp™ III

efektywne ogrzewanie krwi i płynów w szerokim zakresie szybkości przepływu

Co daje technologia suchego ogrzewania?

- brak konieczności napełniania urządzenia wodą
- brak ryzyka rozlania wody
- zmniejszone ryzyko zakażeń

Szybkość

szybkość działania - ogrzewa płyn od temperatury normotermicznej do zadanej w 60sekund


Wszechstronność

wszechstronność - urządzenie jest efektywne w ogrzewaniu płynów toczonych powoli, aż po przepływy rzędu 500ml/min. (30L/hr). Potrafi też utrzymywać płyny w warunkach normotermii.

Dlaczego urządzenie Medi-TempIII?

- zakres temperatur roboczych od 38°C do 43°C, pozwala na wybór temperatury właściwej dla każdej procedury
- jest łatwe i szybkie do uruchomienia
- kasety zapewniają równe ogrzewanie płynów, są bezłateksowe
- jest odporne na zachłapanie i łatwe do czyszczenia
- jest łatwe do umocowania do standardowych stojaków do kroplówek
- zapewnia pełne bezpieczeństwo dzięki doskonałemu, podwójnemu systemowi kontroli temperatury
- posiada wbudowany system Autotestu
- nie wymaga zabiegów serwisowych

Wydajność Medi-Temp III



Pomiar temperatury na dystalnym końcu przedłużacza kasety:

Temp. płynu podanego: 20°C
Temp. pokojowa: 22°C
Temp. zadana: 43°C

