



Konwekcyjny system ogrzewania pacjenta Thermacare® firmy Gaymar® daje szerokie możliwości walki z hypotermią u pacjentów na salach operacyjnych, na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz salach wybudzeń i poperacyjnych. Kołderki Thermacare® oferują szereg korzyści:

- Nie przylegają do ciała pacjenta
- Posiadają ułatwienia dostępu do pacjenta
- Posiadają doskonale poprowadzone kanały, co zapewnia znakomitą dystrybucję powietrza
- Szeroka gama rozmiarów pozwoli zabezpieczyć wszystkich pacjentów poddawanych różnym procedurom medycznym
- Posiadają rzep mocujący wąż grzewczy, dla dodatkowego zabezpieczenia
- Sposób pakowania pozwala na szybkie i wygodne uruchomienie systemu

# THERMACARE®

Konwekcyjny system ogrzewania pacjenta

☐ U.S.: 1.800.828.7341

☐ [www.gaymar.com](http://www.gaymar.com)

  
Your patients. Our commitment.

# Thermacare®

szybkie i bezpieczne ogrzewanie pacjenta



Urządzenie ma cztery zakresy temperatury roboczej oraz nadmuch temperaturą obojętną

Jednostka centralna współpracuje z sześcioma oferowanymi typami kołderek.

Elastyczny, izolowany termicznie wąż łączący

Uchwyt na tyle urządzenia pozwala na zamocowanie urządzenia do wózka, stojaka do kroplówek lub łóżka pacjenta.

## Informacje dodatkowe

### Specyfikacja:

Urządzenie Thermacare

Nr katalogowy: TC3146 or TC3000 series

CE Version: TC3249 or TC3003

Wymiary: (25cm x 38cm x 20cm)


Pakowany: 1 szt w kartonie

Gwarancja: 2 lata


### Kołderki grzewcze




TC1050PACU  
całe ciało




TC2050  
dolne partie ciała




TC2052  
górne partie ciała



TC2054  
tors



TC2060  
koc pediatryczny



TC2061  
koc pediatryczny pod  
ciało i przykrywający  
ciało

Gaymar Industries, Inc.  
10 Centre Drive  
Orchard Park, NY 14127  
Toll Free 1.800.828.7341  
Fax 1.800.993.7890  
International +1 716.662.8636  
International Fax +1 716.662.0730  
[gaymar.com](http://gaymar.com)

**Dystrybucja na terenie Polski:**  
MEDICAVERA  
ul. Smocza 10/2  
70-731 Szczecin, Poland  
[www.medicavera.com.pl](http://www.medicavera.com.pl)

Gaymar and Thermacare are registered trademarks of Gaymar Industries, Inc.  
©2006. Gaymar Industries, Inc. MAW3381 R3-06

  
Your patients. Our commitment.