


Lampy czołowe



MedLED Focus

Mała lampa, wielki efekt






medLED Focus


Mała lampa, wielki efekt

Lampą czołową medLED FOCUS firma KLS Martin wyznacza nowe standardy w dziedzinie mobilności oraz mocy światła. Dzięki zastosowanej zaawansowanej technologii LED, lampa medLED FOCUS nie tylko uwalnia chirurga od problemu połączeń i plątaniny kabli, ale także oferuje znakomite światło o mocy ok. 120 000 lux.




Charakterystyka:

- Diodowe źródło światła (LED) o żywotności min. 50 000 godzin
- Natężenie światła: maks. 120,000 lux
- Temperatura barwowa : 5 000 K
- Czas pracy baterii: od 1 do 4 h (w zależności od ustawionego natężenia światła)
- Płynna regulacja natężenia
- Płynna regulacja ogniskowania plamy światła (w zakresie od 70 mm do 198 mm w odległości 25 cm)
- Płynna regulacja położenia głowicy świetlnej (+/-90°)
- Opaska czołowa z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach przy użyciu jednej ręki
- Waga: poniżej 300 g
- Kabel USB do ładowania akumulatorów (czas ładowania: 6 h)
- Wersje wtyczek sieciowych: EU, US, UK, AU




Dane do zamówień



	medLED Focus	
	Zestaw składający się z lampy czołowej medLED Focus, walizki transportowej, kabla USB do ładowania oraz opaski czołowej	17-500-00-04

Dostępne typy wtyczek sieciowych (opcjonalne)

	EU	17-500-01-04
	US	17-500-02-04
	UK	17-500-03-04
	AU	17-500-04-04

KLS Martin Group

Karl Leibinger GmbH & Co. KG
78570 Mühlheim · Germany
Tel. +49 7463 838-0
info@klsmartin.com

KLS Martin GmbH + Co. KG
79224 Umkirch · Germany
Tel. +49 7665 9802-0
info@klsmartin.com

Stuckenbrock Medizintechnik GmbH
78532 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 16 58 80
verwaltung@stuckenbrock.de

Rudolf Buck GmbH
78570 Mühlheim · Germany
Tel. +49 7463 99 516-30
info@klsmartin.com

KLS Martin France SARL
68000 Colmar · France
Tel. +33 3 89 21 66 01
france@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.
20059 Vimercate (MB) · Italy
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.
Osaka 541-0046 · Japan
Tel. +81 6 62 28 90 75
nippon@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.
1270 AG Huizen · The Netherlands
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

KLS Martin L.P.
Jacksonville, FL 32246 · USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

Orthosurgical Implants Inc.
Miami, FL 33186 · USA
Tel. +1 877 969 45 45
sales@orthosurgical.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Representative Office · Russia
121471 Moscow
Tel. +7 (499) 792-76-19
russia@klsmartin.com

Generalny dystrybutor i serwis w Polsce:



MEDICOM Spółka z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
tel/fax 032 271 76 66
e-mail: firma@medicom.com.pl
www.medicom.com.pl

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
A company of the KLS Martin Group
Ludwigstaler Str. 132 · D-78532 Tuttlingen
Postfach 60 · D-78501 Tuttlingen
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com