

Choix de selleries
non-feu M1
Choice of M1 fire
retardant upholstery
Basic



Trendy



Classic




Noirs



Non classé M1 / Not classified M1


Selleries RITTER
RITTER upholstery
Non classé M1.
Not classified M1.



Poids net
Net weight
139 kg

Poids brut
Gross weight
183 kg

Volume
1,472 m³



0023YE-4270


PROMOTAL

FAUTEUIL DE SOINS ET DIALYSE
DIALYSIS AND TREATMENT CHAIR

Ambeo
Dialyse / Dialysis



0023YE-4270 0515 - Demos sont des exemples de produits et ne sont pas des produits finis. Les produits sont soumis à des modifications sans préavis. Les produits sont soumis à des modifications sans préavis.



Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com




Version: 10-2010



CONFORT COMFORT

- Mousse de 80 mm d'épaisseur
- 4 moteurs électriques : inclinaison du dossier et de l'assise, hauteur variable, coussin de pied
- Mouvements électriques doux
- Commande manuelle : autonomie du patient
- Logement intégré pour bouteille d'oxygène
- Foam thickness 80 mm
- 4 electric motors : back-and seatrest reclining, variable height, foot cushion
- Smooth electrical motions
- Hand control: patient independence
- Built-in oxygen bottle holder



HYGIÈNE HYGIENE

- Sellerie amovible sans couture
- Sellerie monobloc (sauf coussin de pied)
- Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage
- Seamless removable upholstery
- Upholstery in one piece (except for legrest)
- All exposed parts are cleanable

SÉCURITÉ SAFETY

- Dossier électrique débrayable pour mise en position d'urgence
- Capacité 200 kg
- Enrouleur de câble (option)
- Electric releasable backrest for emergency position
- 200 kg patient weight capacity
- Cable reel (option)



ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Hauteur variable de 63 à 90 cm
- Coussin de pied rétractable sous l'assise pour un meilleur accueil (sur certains modèles)
- Variable height from 63 to 90 cm
- Retractable foot cushion under the seatrest for a higher accessibility (on specific models only)

CARACTÉRISTIQUES STANDARD - modèle 26000-01

- Structure acier avec finition époxy gris nuage
- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm
- Dossier réglable par vérin électrique débrayable
- Position de décline 13°
- Appui-bras réglables sur rotules et basculants vers l'arrière
- Repose-jambes réglable par vérin électrique
- Commande manuelle avec position d'urgence
- Sellerie amovible avec mousse 80 mm grand confort
- 4 roues ø 125 mm, 3 avec freinage individuel, 1 directionnelle
- Paire de rails sur assise 25 x 10 mm
- Barre de poussée intégrée
- Panier à vêtements intégré
- Support bouteille intégré
- Poids maximum du patient autorisé 200 kg
- (testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)

STANDARD FEATURES - model 26000-01

- Steel frame structure with light grey epoxy finish
- Electric height adjustment from 63 to 90 cm
- Adjustable and releasable electric backrest
- Trendelenburg position 13°
- Adjustable ball-joint armrests and rocking backwards
- Electric legrest adjustment
- Hand control with emergency position
- Removable upholstery with 80 mm thickness foam
- Set of 4 castors ø 125 mm, 3 with brakes, 1 directional
- Pair of 25 x 10 mm rails on seat
- Built-in push bar
- Built-in clothes basket
- Built-in oxygen bottle holder
- 200 kg patient weight capacity
- (tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)

Modèles Models	Coussin de pied non extensible Non extendable legrest	Coussin de pied extensible Extendable legrest	Roues ø 150 mm, freinage centralisé 150 mm castors, centralized brakes	Cale-pieds Footrest
26000-01	●			
26000-10	●		●	
26000-40		●		●
26000-50		●	●	●

Options*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine
Plant ordered, must be ordered with initial order



Accessoires Accessories

