



Medisun HF-216

System UV do symultanicznej terapii rąk i stóp.



- System modułowy z kombinacją od 2 do 4 modułów świetlnych umożliwiającą jednoczesne naświetlanie górnej i dolnej powierzchni rąk/nóg
- Trzy różne konfiguracje promienników UVA, UVB 311nm lub oba
- Sterowanie elektroniczne umożliwiające programowanie dawek w J/cm^2 wraz z wyświetlaczem LC
- Limit dawek zabezpieczający przed własnym błędem
- Wbudowany godzinny licznik czasu pracy
- Możliwość korzystania tylko z jednego modułu świetlnego
- Krótkie czasy naświetlań
- Małe wydzielanie ciepła
- Ruchomy statyw
- Wygodna i bezpieczna obsługa urządzenia
- Ergonomiczny projekt

Lampa Medisun HF-216 służy do terapii schorzeń skórnych rąk oraz nóg. W zależności od konfiguracji spektrum UV można leczyć takie schorzenia jak: Psoriasis, Neurodermitis, Vitiligo i wiele innych. Urządzenie można wykorzystać w terapii UVB 311 (wąskie pasmo) jak również do terapii PUVA z wykorzystaniem żarówek UVA.

Elektroniczne sterowanie dawek w J/cm^2 wyposażone jest dodatkowo w automatyczne wyłączenie promienników po zakończeniu zabiegu.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Moc: 300/500/800 Watt

Wymiary: 72 cm x 60 cm x 100 cm



Producent: Schulze&Böhm , Niemcy

Dystrybutor: Optimed Pro-Office, Ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków

tel. 12/417-30-70 fax.12/413-53-80 www.optimedpro-office.eu