



## Medisun HF – 144

Terapia rąk i stóp w praktyce lekarskiej lub w warunkach domowych



Lampa Medisun HF-144 przeznaczona jest do naświetlania różnych partii ciała w miejscach objętych ogniskami zapalnymi skóry, m. in. dłoni, stóp, twarzy, podudzi, klatki piersiowej, pleców, kolan i łokci

Wskazania:

- łuszczyca
- bielactwo
- atopowe zapalenie skóry
- trądzik

Lampa Medisun HF-144 posiada zegar elektroniczny służący do ustawiania czasu naświetlania. Aktualny czas naświetlania podawany jest w minutach i sekundach. Lampa wyłącza się automatycznie.

Zalety urządzenia:

- Powierzchnia naświetlania 28 x 25 cm
- Promienniki UVA, UVB 311nm lub UVB
- Wyświetlacz upływającego czasu naświetlania z automatycznym wyłącznikiem lamp
- Opcjonalnie sterowanie elektroniczne umożliwiające programowanie dawek w J/cm<sup>2</sup>
- Krótkie czasy naświetlań
- Małe wydzielanie ciepła
- Urządzenie kompaktowe i przenośne



Dane techniczne:

- Zasilanie: 230V / 50 Hz
- Moc: 4 x 36 watt
- Wymiary: 62 x 33 x 8 cm



**Producent:** Schulze&Böhm Niemcy

**Dystrybutor:** Optimed Pro-Office, Ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków

tel. 12/417-30-70 fax.12/413-53-80 [www.optimedpro-office.eu](http://www.optimedpro-office.eu)