


Medisun HF – 54

Terapia rąk i stóp w gabinetach dermatologicznych lub w warunkach domowych



Lampa Medisun HF-54 przeznaczona jest do naświetlania różnych partii ciała w miejscach objętych ogniskami zapalnymi skóry, m. in. dłoni, stóp, twarzy, podudzi, klatki piersiowej, pleców, kolan i łokci.


Lampa Medisun HF-54 posiada zegar elektroniczny służący do ustawiania czasu naświetlania. Aktualny czas naświetlania podawany jest w minutach i sekundach. Lampy wyłączane są automatycznie.

Zalety urządzenia:

- 6 promienników UVA, UVB 311nm lub UVB
- Wyświetlacz upływającego czasu naświetlania z automatycznym wyłącznikiem lamp
- Krótkie czasy naświetlań
- Małe wydzielanie ciepła
- Urządzenie łatwe w obsłudze
- Urządzenie kompaktowe i przenośne

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230V / 50 Hz
- Moc: 40 watt
- Wymiary: 53 x 33 x 10 cm



Producent: Schulze&Böhm Niemcy

Dystrybutor: Optimed Pro-Office, Ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków

tel. 12/417-30-70 fax.12/413-53-80 www.optimedpro-office.eu