



Medisun 80

Lampa Medisun 80 jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do naświetleń promieniami ultrafioletowymi w zakresie UV, wygodnym do stosowania zarówno w praktykach lekarskich jak i w terapii domowej.



Proste i uniwersalne używanie urządzenia Medisun 80 osiągnięto dzięki jego małej wadze i niewielkim wymiarom zewnętrznym.

Lampa Medisun 80 używana od lat do skutecznego leczenia rozmaitych schorzeń skórnych, oferuje podwójną terapię:

- naświetlanie niewielkich powierzchniowo i trudno dostępnych schorzeń skórnych (np. doły łokciowe i podkolanowe)
- skóry głowy, zwykle trudne i niewdzięczne okazuje się bardzo łatwym zadaniem. Dzieje się tak bo urządzenie wyposażone jest w prosty, łatwo dający się zamontować i zdemontować grzebień.

Parametry techniczne:

- Promiennik 9 Watt UVB 311 lub UVA
- Zasilanie 230 V / 50 Hz
- Waga (bez kabla zasilającego) 0,7 kg
- Pole promieniowania 110 mm x 40 mm

Zastosowanie:

UVB 311nm
Łuszczyca
Bielactwo

UVA
Atopowe zapalenie skóry
Egzema
Trądzik

Producent: Schulze&Böhm Niemcy
Dystrybutor: Optimed Pro-Office, Ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków
tel. 12/417-30-70 fax.12/413-53-80 www.optimedpro-office.eu