



Medisun 400

Terapia całego ciała w praktyce lekarskiej lub w warunkach domowych

Opis urządzenia:

- 4 x 100 watt niskociśnieniowych lamp
- Mikrokontroler z wyświetlaczem LCD służący do ustawiania czasów naświetlań
- Krótkie czasy naświetlań
- Małe wydzielanie ciepła
- Ruchomy statyw z regulowaną zmianą wysokości i kątem nachylenia o 180°
- Wysoka intensywność promieniowania UV przy małych odległościach
- Niskie koszty utrzymania i eksploatacji
- Ergonomiczne przechowywanie urządzenia w pozycji pionowej
- Licznik godzin pracy umożliwiający oszacowanie stopnia zużycia promiennika



Zastosowanie:

UVB 311nm

Łuszczyca
Bielactwo

UVA

Atopowe zapalenie skóry
Egzema
Trądzik



Dane Techniczne:

Zasilanie - 230 Volt / 50 Hz

Wymiary:

Szerokość – 850 mm

Głębokość – 652 mm

Wysokość – 1950 mm

Promienniki – 4 x 100 watt UVB 311nm lub

4 x 100 watt UVA lub

konfiguracja mieszana UVA/UVB-3,3%

Producent: Schulze&Böhm, Niemcy
Dystrybutor: Optimed Pro-Office, Ul. Śliczna 36,
31-444 Kraków
tel. 12/417-30-70 fax.12/413-53-80
www.optimedpro-office.eu

