

Medisun 2800LC

Kabina Medisun 2800LC jest niewielkich rozmiarów uniwersalną kabiną z funkcjonalną technologią.

Zaletą tego modelu jest mała przestrzeń adaptacyjna (tylko 1,6 m², kiedy są otwarte drzwi).

System nie wymaga wentylacji a co więcej jest bardzo cichy.

- ⇒ Jouletimer (Mikrokontroler)
- ⇒ Dawki podawane w J/cm²;
- ⇒ 28 x 100W niskociśnieniowych lamp;
- ⇒ UVA-, UVB-311-lamp lub konfiguracja mieszana;
- ⇒ Krótkie czasy naświetlań;
- ⇒ Jednorodne naświetlanie;
- ⇒ Łatwa i bezpieczna obsługa urządzenia;
- ⇒ Urządzenie ciche;
- ⇒ Nieduża powierzchnia wymagana do instalacji kabiny;
- ⇒ Wysoka intensywność promieniowania UV przy małych odległościach;
- ⇒ Małe wydzielanie ciepła;
- ⇒ Klamka wewnątrz i na zewnątrz kabiny;



Dane techniczne:

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Moc: 3.000 W

Wymiary: głęb.110 cm x szer.95 cm x wys.200 cm



Kabina dla kliniki jak i prywatnej praktyki dermatologicznej.