



OPATRUNKI HYDROŻELOWE WATER JEL

Pierwsza pomoc przy oparzeniu jest niezwykle ważna, ponieważ w bardzo dużym stopniu łagodzi skutki poparzeniowe i zmniejsza uszkodzenia tkanki skórnej. Opatrunki Water-Jel są łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Składają się z żelu chłodzącego i nośnika. Doskonale przy pierwszej pomocy w przypadku oparzeń. Każdy opatrunek natychmiast po nałożeniu chłodzi, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. Water-Jel jest dobrze znany wśród pracowników ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa morskiego i lotniskowego oraz w wojsku, przemyśle, usługach gastronomicznych, w Formule I i na innych wyścigach samochodowych na całym świecie. W związku z tym, że służby ratownicze podlegają ciągłym udoskonaleniom i pracują w warunkach bardzo niekorzystnych produkty z którymi pracują muszą być jak najbardziej praktyczne i solidne. Water Jel jest tym bardziej wartościowym produktem, bowiem mieści się w wielu specyfikacjach warunków użytkowania.



Water Jel jest to specjalny żel produkowany z połączenia 96% demineralizowanej, sterylnej wody ze specjalnie dobranymi składnikami żelującymi. Dodatkowo Water-Jel zawiera olejek z drzewa herbacianego o działaniu bakteriostatycznym, co pomaga zmniejszyć ryzyko zakażenia rany oparzeniowej. W przypadku ran już zainfekowanych następuje proces ich dezynfekcji.

Materiałem nośnym żelu jest wysokiej jakości opatrunek poliestrowy o specjalnej budowie, która umożliwia nieograniczony przepływ żelu przez tkaninę opatrunku. Jałowe opatrunki oferowane są w rozmiarach od 5 x 15 cm, do 244 x 183 cm. Pod kątem oparzeń twarzy przygotowano specjalną maskę na twarz. Maska ta może być stosowana nawet u pacjentów zaintubowanych. Opatrunki Water-Jel są pakowane jałowo i mogą być przechowywane przez 5 lat.

W OFERCIE DOSTĘPNE SĄ:

- **opatrunki na oparzenia – pojedyncze**

- 112.100.100 – Opatrunek o wymiarach 5cm*15cm
- 112.100.200 - Opatrunek o wymiarach 10cm*10cm
- 112.100.300 - Opatrunek o wymiarach 10cm*40cm
- 112.100.400 - Opatrunek o wymiarach 20cm*46cm
- 112.100.500 - Opatrunek na dłoń 20cm*50cm
- 112.100.600 - Opatrunek na twarz 30,5cm*40,5cm

- **opatrunki na oparzenia – koce**

- 112.110.100 – Koc hydrożelowy 244cm*183cm kanister
- 112.110.200 - Koc hydrożelowy 183cm*152cm kanister
- 112.110.250 - Koc hydrożelowy 183cm*152cm torba
- 112.110.300 - Koc hydrożelowy 91cm*76cm kanister lub torba

- **opatrunki na oparzenia – zestawy**

- 112.130.101 – Zestaw na oparzenia dla służby militarnych. Skład zestawu: 1*koc w torbie 91*76 cm, 1*opatrunek 20*45cm, 1*opatrunek na dłoń 20*50cm, 2*opatrunek 10*40cm, 1*opatrunek na twarz, 4*bandaż, 1*nożyczki.
- 112.130.111 – Zestaw przeznaczony do oparzeń o krytycznym znaczeniu. Skład zestawu: 2*opatrunek 10*10cm, 1*opatrunek na twarz, 2*opatrunek na dłoń, 2*bandaż, 1*nożyczki, torba
- 112.130.121 – Zestaw do karetki. Skład zestawu: 1*koc 91*76cm, 1*opatrunek na dłoń, 1*opatrunek 20*46cm, 2*opatrunek 10*40cm, 1*opatrunek na twarz, 4*bandaż, 1*nożyczki, torba
- 112.130.131 - Zestaw dla straży pożarnej. Skład zestawu: 2*opatrunek 5*15cm, 2*opatrunek 10*40cm, 2*opatrunek 10*10cm, 1*opatrunek na twarz, 2*bandaż, nożyczki, torba
- 112.130.141 – Mały zestaw na oparzenia. Skład zestawu: 2*opatrunek 5*15cm, 2*opatrunek 10*10cm, 1*żel na oparzenia 50ml, 1*żel w saszetce 3*4g, torba
- 112.130.151 – Zestaw dla przemysłu. Skład zestawu: 2*opatrunek 5*15cm, 2*opatrunek 10*10cm, 1*opatrunek 10*40cm, 1*opatrunek na twarz, 1*żel na oparzenia butelka 50 ml, 1*bandaż, nożyczki, torba
- 112.130.171 – Zestaw szkoleniowy (niesterylny). Skład zestawu: 1*opatrunek 10*10cm, 1*opatrunek 10*40cm, 1*na twarz, 1*opatrunek 20*45cm, płyta CD, 2*bandaż, nożyczki

